

Roteiro narrado — LangNet: o pipeline de SDD em 10 minutos (v11)

O que o vídeo mostra: o LangNet conduzindo um projeto real, o BioByte Sentinela, por todas as etapas do pipeline do menu lateral. Em cada etapa aparecem a instrução usada, o documento gerado com as partes que importam e, onde houve, a comparação entre versões. No fim, o sistema gerado rodando: a tela de um agente, a rede de Petri executando com o token andando e a tela da tarefa em execução.

Pasta das telas: telas/ (ao lado deste arquivo) · **Duração:** 9 min 50 s (máximo 10 min) · 1219 palavras de narração.

Como ler cada cena: **Tela** (o arquivo a mostrar), **Narração** (o texto exato que o narrador fala) e **Produção** (duração e o que destacar). As cartelas de etapa (C01 a C13) ficam 2 segundos na tela, sem narração: o nome da etapa é dito na cena seguinte.

O fio condutor: um único requisito atravessa o vídeo — *identificar multirresistência no antibiograma*. Em cada etapa, a câmera vai até ele.

O que é real e o que é simulado. Nada foi gerado de novo para o vídeo. As três comparações de versões são reais: a especificação v1 × v2 (nasceu da edição da tela no protótipo, 29/09), o modelo de dados v1 × v2 (correção por conversa, 28/09) e a tela v1 × v2. As duas comparações de documento foram montadas com as versões gravadas no banco. Nas demais etapas o projeto tem uma versão só; ali o vídeo mostra o histórico e o pedido de refino digitado e **não enviado**. A aplicação, a rede de Petri em execução e a tela da tarefa foram filmadas rodando.

ABERTURA


Cena 1 · Uma fábrica de aplicações

Telas: telas/01a-lista-de-projetos.png, telas/00-pipeline-menu-lateral.png


Narração:

Este é o LangNet: uma aplicação que fabrica aplicações seguindo o Desenvolvimento Orientado a Especificação. O menu lateral é o pipeline, na ordem em que roda: documentos e requisitos, especificação, modelo de dados, interface e protótipo, agentes e tarefas, ferramentas, os arquivos YAML, a sequência, a rede de Petri, o código e os testes. Toda etapa funciona igual: escolhe-se a origem e a versão, dá-se uma instrução, gera-se o documento, corrige-se conversando com o agente da etapa e aprova-se. O projeto de hoje é o BioByte Sentinela, vigilância de infecção hospitalar.

Produção: 41 s. Primeiro o cartão do BioByte v5; depois a moldura percorrendo as 11 etapas.



telas/01a-lista-de-projetos.png



telas/00-pipeline-menu-lateral.png

ETAPA 1 — DOCUMENTOS E REQUISITOS

Cena 2 · Cartela

Tela: telas/C01-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C01-cartela.png

Cena 3 · O documento do cliente e a instrução

Telas: telas/02d-documento-fonte-multirresistencia.png, telas/02a-documentos-instrucao.png

Narração:

Primeira etapa, documentos e requisitos. A entrada é a ata da comissão de controle de infecção. Na linha cento e quinze, a frase que vamos seguir: o sistema deve identificar se o germe é multirresistente, com resistência a três ou mais classes de antimicrobianos. Junto vai a instrução deste projeto: a seção sete da ata diz o que é trabalho de inteligência artificial; todo o resto é sistema convencional.

Produção: 32 s. Destaque a linha 115; depois a instrução no campo.

20260927_levantamento_requisitos_biobyte_v5.txt

Documento carregado no projeto BioByte Sentinela v5 - 312 linhas - 16,5 KB - texto original, sem edição

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

critérios, os bundles que ele usa e o período de vigência – porque a norma muda de tempos em

tempos e os casos antigos continuam valendo pela norma da época.

Ela também pediu que o médico possa ****sobrescrever**** a classificação automática, desde que

justifique por escrito. Quando não há sobrescrita, a justificativa não deve ser exigida.

2.6 Multirresistência e alerta

[NATUREZA: agêntica] Ler o antibiograma e decidir se há multirresistência relevante; e, quando há, REDIGIR o

texto do alerta para a equipe, dizendo o porquê. (O envio do e-mail em si é convencional.)

A partir do antibiograma, o sistema identifica se o microrganismo é multirresistente – a regra

prática é resistência a três ou mais classes de antimicrobianos.

Quando detecta, o sistema abre um alerta com tipo, gravidade e situação (aberto, reconhecido ou

encerrado), e ****notifica a equipe****: a coordenadora da CCIH e o enfermeiro responsável, por e-mail.

"Isso é o que mais importa para nós", disse a médica. "É o caso em que cada hora conta."

A notificação registra para quem foi, por qual canal e quanto tempo levou. Se o envio falhar, o

sistema tem que dizer que falhou – não pode fingir que enviou.

2.7 Recomendação de tratamento

[NATUREZA: agêntica] Escolher o pacote adequado ao caso, considerando NHSN e multirresistência, e escrever a

justificativa que o médico vai ler – inclusive para dizer que os dados **NÃO** sustentam uma recomendação.

Confirmado o caso, o sistema recomenda o pacote de medidas – o bundle. Os bundles ficam

cadastrados, cada um com nome, indicação, a redução média de risco que ele produz e o intervalo de

confiança dessa redução.

A recomendação considera o resultado do NHSN e a presença de multirresistência. O médico pode

escolher outro bundle, mas a recomendação do sistema fica registrada junto.

Ponto importante levantado pela médica: "o sistema não pode recomendar um bundle de germe

multirresistente para um caso onde não há multirresistência registrada. Se os dados não sustentam,


ele deve dizer que não sustentam."

Toda recomendação vem com uma justificativa em texto, que cita o resultado do NHSN e a situação de

multirresistência – é isso que o médico lê antes de aceitar.

2.8 Estimativa de redução de risco

telas/02d-documento-fonte-multirresistencia.png



telas/02a-documentos-instrucao.png

Cena 4 · Como o documento de requisitos é organizado

Tela: telas/03a1-requisitos-estrutura.png

Narração:

Quatro minutos depois, o documento de requisitos: vinte seções. Noventa e nove requisitos funcionais, que dizem o que o sistema faz, dezessete deles de natureza agêntica. Os não funcionais:

segurança, desempenho, disponibilidade. As regras de negócio do domínio. E ainda atores, entidades, fluxos, glossário e as perguntas em aberto para o cliente.

Produção: 24 s. Imagem montada a partir das seções do documento gerado.

Documento de requisitos — como ele é organizadoBioByte Sentinela v5 · versão 1 · 1.159 linhas · montado a partir das seções do documento gerado

As 20 seções

1. Informações do Projeto

2. Fontes de Informação

3. Requisitos Funcionais — FR (99)

4. Requisitos Não-Funcionais — NFR (25)

5. Regras de Negócio — BR (31)

6. Atores (29)

7. Entidades de Dados (34)

8. Fluxos de Trabalho (15)

9. Glossário (25)

10. Rastreabilidade — requisito × fluxo de trabalho

11. Rastreabilidade — requisito × trecho do documento de origem

12. Mapa de Cobertura

13. Perguntas em Aberto (11)

14. Lacunas e Pedidos de Informação

15. Pesquisa Complementar na Web

16. Recomendações

17. Próximos Passos

18. Metadados do Documento

19. Controle de Versões

20. Aprovações

Os tipos de requisito

Tipo	Quantos	O que é
FR funcional	99	o que o sistema faz — 17 de natureza agêntica, 82 convencional
NFR não funcional	25	como ele se comporta: segurança, desempenho, disponibilidade
BR regra de negócio	31	as regras do domínio, como a das três classes (BR-009)

A procedência de cada item

Sigla	De onde veio
RED	extraído do documento do cliente
REI	extraído da instrução do usuário
RI	inferido pelo modelo, com justificativa
RW	vindo da pesquisa complementar na web
RIA	sugerido pela IA — precisa de aprovação

telas/03a1-requisitos-estrutura.png

Cena 5 · Procedência de cada requisito

Telas: telas/03a-requisitos-estatisticas.png, telas/03b-requisitos-tabela-fr031.png

Narração:

Cada requisito diz de onde veio. Cento e trinta e nove itens foram extraídos do documento; outros foram inferidos, trazidos da pesquisa na web ou sugeridos pela IA e esperam aprovação. Na tabela, o nosso: FR-031, identificar multirresistência, natureza agêntica, com o critério de aceite. Logo abaixo, o FR-032, a regra das três classes, é convencional, porque contar é regra fechada.

Produção: 28 s. FR-031 em vermelho, FR-032 em azul.

BioByte Senti...

LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Documento de Requisitos

Download MDDownload PDFRefine with Agent

O escopo cobre os 15 fluxos de trabalho da seção 8, sustentados por 155 requisitos e 34 entidades de dados. O que a análise NÃO conseguiu resolver está declarado nas seções de perguntas em aberto e lacunas — esses pontos ficam fora do escopo até serem respondidos.

2. Fontes de Informação

2.1 Documentos Analisados

Multiple documents: 20260927_130618_20260927_levantamento_requisitos_biobyte_v5.txt

2.2 Estatísticas da Análise

Medida	Valor
Requisitos funcionais	99
Requisitos não-funcionais	25
Regras de negócio	31
Atores identificados	29
Entidades de dados	34
Fluxos de trabalho	15
Termos no glossário	25
Perguntas em aberto	11
Fontes web consultadas	0

De onde vêm os requisitos

Procedência	Quantidade
RED Extraído dos documentos	139

telas/03a-requisitos-estatisticas.png

BioByte Senti...

LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Documento de Requisitos

Download MDDownload PDFRefine with Agent

FR-029	RED	convencional	Permitir sobrescrita da classificação	O sistema deve permitir que o médico sobrescreva a classificação automática do caso.	high	médico	Classificar caso como confirmada descartada pendente	O médico consegue alterar a classificação gerada automaticamente pelo sistema.
FR-030	RED	convencional	Exigir justificativa na sobrescrita	O sistema deve exigir justificativa por escrito quando o médico sobrescrever a classificação automática.	high	médico	Permitir sobrescrita da classificação	O sistema bloqueia a sobrescrita sem justificativa preenchida.
FR-031	RED	agêntica	Identificar multiresistência no antibiograma	O sistema deve ler o antibiograma e identificar se o microrganismo é multiresistente.	high	sistema; médico	—	Dado um antibiograma, o sistema retorna se há ou não multiresistência.
FR-032	RED	convencional	Aplicar regra de três classes	O sistema deve considerar multiresistente o microrganismo com resistência a três ou mais classes de antimicrobianos.	high	sistema	Identificar multiresistência no antibiograma	Antibiograma com resistência a três ou mais classes é classificado como multiresistente.
FR-033	RED	convencional	Abrir alerta de multiresistência	O sistema deve abrir um alerta quando detectar multiresistência, contendo tipo, gravidade e situação.	high	sistema; coordenadora CCIH; enfermeiro	Identificar multiresistência no antibiograma	Ao detectar multiresistência, o sistema cria alerta com tipo, gravidade e situação preenchidos.
FR-034	RED	convencional	Situação do alerta aberto reconhecido encerrado	O sistema deve permitir que o alerta tenha situação aberto, reconhecido ou encerrado.	medium	coordenadora CCIH; enfermeiro	Abrir alerta de multiresistência	O alerta assume um dos três estados e permite transição entre eles.
FR-035	RED	agêntica	Redigir texto do alerta	O sistema deve redigir o texto do alerta para a equipe, explicando o motivo da multiresistência.	high	sistema; coordenadora CCIH; enfermeiro	Abrir alerta de multiresistência	O alerta contém texto gerado que justifica a detecção de multiresistência.
FR-036	RED	convencional	Notificar coordenadora e enfermeiro	O sistema deve notificar a coordenadora da CCIH e o enfermeiro responsável por e-	high	coordenadora CCIH; enfermeiro	Abrir alerta de multiresistência	Coordenadora da CCIH e enfermeiro responsável recebem e-mail de notificação da

telas/03b-requisitos-tabela-fr031.png

Cena 6 · O trecho de origem e o refino por conversa

Telas: telas/03d-requisitos-rastreabilidade-origem.png,
telas/03f-requisitos-refinar-com-agente.png

Narração:

Uma matriz liga cada requisito ao trecho da ata que o originou: é o primeiro elo da rastreabilidade.

E, para corrigir, não se edita o texto: pede-se ao agente, em português, e ele grava uma versão nova

ao lado da anterior.

Produção: 19 s. Pedido digitado e não enviado.

BioByte Senti...LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Documento de Requisitos

Download MD

Download PDF

Refine with Agent

Nenhum fluxo declarou quais requisitos realiza, então não há como cruzar os dois sem inventar a ligação. A amarração até a fonte está na seção 11.

11. Rastreabilidade — requisito × trecho do documento de origem

Trecho do documento de origem	Requisitos que nasceram dele	Quantos
2.2 Cadastro do caso clínico - 2.3 Risco: o escore de Cox - 2.4 Microb...	BR-004, BR-005, BR-006, BR-007, BR-008, FR-006, FR-007, FR-008, FR-009, FR-010, FR-011, FR-012, FR-013, FR-014, FR-015, FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-020, FR-021, FR-022, FR-023, NFR-018	24
2.5 Classificação pelo critério NHSN - 2.6 Multirresistência e alerta ...	BR-009, BR-010, BR-011, BR-012, BR-031, FR-024, FR-025, FR-026, FR-027, FR-028, FR-029, FR-030, FR-031, FR-032, FR-033, FR-034, FR-035, FR-036, FR-037, FR-038, FR-039, FR-040, FR-041, FR-042, FR-043...	29
2.8 Estimativa de redução de risco - 2.9 Ciclo integrado - 2.10 Painel...	BR-013, BR-014, BR-015, BR-016, BR-017, BR-018, BR-027, BR-028, FR-046, FR-047, FR-048, FR-049, FR-050, FR-051, FR-052, FR-053, FR-054, FR-055, FR-056, FR-057, FR-058, FR-059, FR-060, FR-061, FR-062...	34
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS - 5. INTEGRAÇÕES EXTERNAS JÁ EXISTENTES ...	BR-019, BR-020, BR-021, BR-022, BR-029, FR-064, FR-065, FR-066, FR-067, FR-068, FR-069, FR-070, FR-071, FR-072, FR-073, FR-074, FR-075, FR-092, FR-093, FR-094, FR-095, FR-096, FR-097, FR-098, FR-099...	34
7. O QUE É TRABALHO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O QUE NÃO É - 1. TRAD...	BR-023, BR-024, BR-025, BR-030, FR-076, FR-077, FR-078, FR-079, FR-080, FR-081, FR-082, FR-083, FR-084, FR-085, NFR-014, NFR-015	16
Início do documento - 1. O PROBLEMA, NAS PALAVRAS DA CCIH - 2. O QUE O...	BR-001, BR-002, BR-003, BR-026, FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-005, FR-086, FR-087, FR-088, FR-089, FR-090, FR-091, NFR-001, NFR-016, NFR-017	18

12. Mapa de Cobertura

Assunto	Total	Do documento	Das instruções	Deduzidos	Da web	Sugeridos
2.8 Estimativa de redução de risco - 2.9 Ciclo integrado - 2...	34	34	0	0	0	0
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS - 5. INTEGRAÇÕES EXTERNAS JÁ EX...	34	21	0	0	0	13
2.5 Classificação pelo critério NHSN - 2.6 Multirresistência...	29	28	0	0	0	1

telas/03d-requisitos-rastreabilidade-origem.png

BioByte Senti...LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Documento de Requisitos

Download MD

Download PDF

Refine with Agent

Refinar via Agente (LLM)

Descreva as mudanças. O documento inteiro será reprocessado por um LLM (pode levar alguns minutos com R1 local).

No FR-031, deixe explícito que resultado "intermediário" não conta como resistência, e acrescente um critério de aceite para o antibiograma que vem sem a classe de algum antimicrobiano.

Enviar para o Agente

7. O QUE É TRABALHO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O QUE NÃO É...	16	15	0	0	0	1
---	----	----	---	---	---	---

13. Perguntas em Aberto (11)

- Quais comorbidades são consideradas relevantes para o cadastro?
- Qual o formato e o limite exato do campo de versão do modelo?
- Como o sistema deve apresentar à CCIH a mensagem de erro de cadastro vinda do laboratório?
- Qual a chave usada para reconhecer que o mesmo resultado já foi importado?
- Qual o conjunto exato de limiares de cada versão do critério NHSN?
- Quais canais além de e-mail podem ser usados para notificação?
- Qual é a fórmula fechada exata usada na estimativa de redução de risco?
- Como o encadeamento do log de auditoria é verificado para detectar alterações?
- Quais são os tempos limite exatos da consulta ao laboratório e o limite de 'poucos segundos' do painel?
- Quais papéis existem além de enfermeiro e administrador e o que cada um enxerga?
- Qual o formato e a validade do token de acesso?

telas/03f-requisitos-refinar-com-agente.png

ETAPA 2 — ESPECIFICAÇÃO

Cena 7 · Cartela

Tela: telas/C02-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C02-cartela.png


Cena 8 · Origem, versão e instrução

Tela: telas/04b-especificacao-origem-e-instrucao.png

Narração:

Segunda etapa, a especificação funcional. A origem é o documento de requisitos, versão um. A instrução pede três coisas: declarar o que o agente decide em cada caso de uso agêntico, escrever os fluxos de exceção com a mensagem que o usuário vê, e desenhar o esquema da tela com os mesmos campos do fluxo.

Produção: 25 s. Instrução digitada e não enviada.



telas/04b-especificacao-origem-e-instrucao.png


Cena 9 · O caso de uso UC-011

Telas: telas/04d-especificacao-uc011-cabecalho.png,
telas/04e-especificacao-uc011-fluxo-principal.png


Narração:

O FR-031 virou o caso de uso UC-011. O ator principal é o agente de IA, e a decisão dele está escrita: com base no antibiograma, decidir se o germe é multirresistente e justificar. O fluxo principal tem duas colunas, o que o ator faz e o que o sistema responde: lê o antibiograma, agrupa por classe, conta, decide e justifica.

Produção: 28 s. Destaque Natureza, Decisão do Agente e RFs Relacionados; depois as duas colunas.



telas/04d-especificacao-uc011-cabecalho.png



telas/04e-especificacao-uc011-fluxo-principal.png

Cena 10 · Exceções e o esquema da tela


Telas: telas/04f-especificacao-uc011-excecoes.png, telas/04g-especificacao-uc011-croqui.png

Narração:


Os fluxos de exceção: antibiograma sem classe, falha do agente, resultado pendente, cada um com a mensagem exata da tela. E dentro do próprio caso de uso, o esquema da tela, com os campos e os

botões do fluxo. É desse esquema que a interface vai nascer.

Produção: 22 s.



telas/04f-especificacao-uc011-excecoes.png



telas/04g-especificacao-uc011-croqui.png

Cena 11 · A matriz, e a versão dois


Telas: telas/04h-especificacao-matriz-rastreabilidade.png,

telas/04l-especificacao-comparacao-v1-v2.png


Narração:

No fim do documento, a matriz liga cada requisito ao seu caso de uso: FR-031 e FR-032 ao UC-011. E aqui a comparação entre versões: a especificação ganhou a versão dois. À esquerda a um, à direita a dois; no esquema da tela do UC-011, uma linha nova, o limiar da regra.

Produção: 24 s. Comparação montada com as duas versões gravadas no banco; destaque a linha nova.



telas/04h-especificacao-matriz-rastreabilidade.png



telas/04l-especificacao-comparacao-v1-v2.png

ETAPA 3 — MODELO DE DADOS

Cena 12 · Cartela

Tela: telas/C03-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C03-cartela.png

Cena 13 · As tabelas, a conferência e a correção

Telas: telas/05a-modelo-origem-e-validacao.png,
telas/05b0-modelo-entidade-resultados-hemocultura.png

Narração:

Terceira etapa, o modelo de dados: vinte e oito tabelas geradas da especificação. A etapa confere o próprio resultado antes da aprovação: nota setenta e cinco, quinze pontos a revisar. Na tabela de resultados de hemocultura, a coluna multirresistente: é ali que a decisão do agente vai ficar gravada.

Produção: 23 s. Destaque a caixa amarela e a coluna multirresistente.

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Histórico

Origem: Especificacao BioByte v5 — 2026-09-27 14:19

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Conferir o esquema de novo

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v2

DBMS MySQL

28 tabelas

Aprovar

Validação (score 75/100) — 15 problemas

[high]

escores_cox: Coluna 'escore' é NUMERIC sem precisão/escala; MySQL assume DECIMAL(10,0) e pode truncar casas decimais do escore.

[high]

escores_cox: Coluna 'preditor_linear' é NUMERIC sem precisão/escala; perde casas decimais do preditor linear.

[high]

bundles: Coluna 'intervalo_confianca' é VARCHAR(50), abaixo do mínimo de 120 para intervalo externo; risco de falha na gravação.

[high]

estimativas_reducao_risco: Coluna 'intervalo_confianca' é VARCHAR(50), abaixo do mínimo de 120 para intervalo externo; risco de falha na gravação.

[medium]

estimativas_reducao_risco: Colunas 'reducao_absoluta' e 'reducao_relativa' são NUMERIC sem precisão/escala; podem truncar valores decimais.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

usuarios

Pessoa que acessa o sistema; possui nome, e-mail, senha (hash-sal), papel e indicador de ativo.

id

nome

email

senha_hash

senha_sal

papel

ativo

created_at

updated_at

UUID

VARCHAR(200)

VARCHAR(200)

VARCHAR(255)

VARCHAR(64)

ENUM

BOOLEAN

UUID

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN

NN

NN DEF

NN DEF

NN DEF

pacientes

Pessoa com cateter venoso central; possui nome, data de nascimento, sexo, número do prontuário e médico responsável.

id

nome

data_nascimento

sexo

numero_prontuario

medico_responsavel_id

uuid_anonimo

created_at

UUID

VARCHAR(200)

DATE

ENUM

VARCHAR(50)

UUID

UUID

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN

NN

NN DEF

NN DEF

telas/05a-modelo-origem-e-validacao.png

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Histórico

Origem: Especificacao BioByte v5 — 2026-09-27 14:19

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Conferir o esquema de novo

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v2

DBMS MySQL

28 tabelas

Aprovar

Validação (score 75/100) — 15 problemas

[high]

escores_cox: Coluna 'escore' é NUMERIC sem precisão/escala; MySQL assume DECIMAL(10,0) e pode truncar casas decimais do escore.

[high]

escores_cox: Coluna 'preditor_linear' é NUMERIC sem precisão/escala; perde casas decimais do preditor linear.

[high]

bundles: Coluna 'intervalo_confianca' é VARCHAR(50), abaixo do mínimo de 120 para intervalo externo; risco de falha na gravação.

[high]

estimativas_reducao_risco: Coluna 'intervalo_confianca' é VARCHAR(50), abaixo do mínimo de 120 para intervalo externo; risco de falha na gravação.

[medium]

estimativas_reducao_risco: Colunas 'reducao_absoluta' e 'reducao_relativa' são NUMERIC sem precisão/escala; podem truncar valores decimais.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

resultados_hemocultura

Retorno do laboratório — situação, identificador da amostra, origem, microrganismo, indicação de multiresistência e antibiograma.

id

caso_id

situacao

identificador_amostra

origem

microrganismo

multiresistente

mensagem_erro

importado_em

hash_resultado

created_at

updated_at

UUID

UUID

ENUM

VARCHAR(100)

ENUM

VARCHAR(200)

BOOLEAN

TEXT

TIMESTAMP

VARCHAR(64)

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN

NN

NN DEF

NN DEF

NN DEF

antimicrobianos

Catálogo de antimicrobianos e suas classes.

id

nome

classe

created_at

updated_at

UUID

VARCHAR(200)

VARCHAR(100)

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN DEF

NN DEF

telas/05b0-modelo-entidade-resultados-hemocultura.png

Cena 14 · A correção por conversa, e a comparação

Telas: telas/05d-modelo-conversa-real.png, telas/05f-modelo-comparacao-v1-v2.png

Narração:

A correção foi feita de verdade, em português: três colunas de escore estavam sem casas decimais; troque para duas. O programa responde comparando o antes e o depois, e grava a versão dois. Lado a

lado, só as três colunas pedidas mudaram.

Produção: 20 s. Comparação montada com as duas versões gravadas no banco.

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Histórico

Especificação BioByte v5v

Origem: Especificação BioByte v5 — 2026-09-27 16:19

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Conferir o esquema de novo

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Ocultar chat

Refinar via chat

Modelo alterado: 3 linha(s) saíram e 3 entraram, em 'bundles', painéis 'vigilância'.

As colunas `escore_medio` e `conformidade_mental` do painel de vigilância e `reducao_media_risco` dos bundles estão como DECIMAL(10,0) e não guardam casas decimais: um escore de 0.62 virá 1. Troque as três para DECIMAL(5,2).

Ex: adicione tabela comentarios

Enviar

Rascunho Versão v2 DBMS MySQL 28 tabelas

Aprovar

Validação (score 75/100) — 15 problemas

[high] `escores_cox`: Coluna '`escore`' é NUMERIC sem precisão/escala; MySQL assume DECIMAL(10,0) e pode truncar casas decimais do `escore`.

[high] `escores_cox`: Coluna '`preditor_linear`' é NUMERIC sem precisão/escala; perde casas decimais do preditor linear.

[high] `bundles`: Coluna '`intervalo_confianca`' é VARCHAR(50), abaixo do mínimo de 120 para intervalo externo; risco de falha na gravação.

[high] `estimativas_reducao_risco`: Coluna '`intervalo_confianca`' é VARCHAR(50), abaixo do mínimo de 120 para intervalo externo; risco de falha na gravação.

[medium] `estimativas_reducao_risco`: Colunas '`reducao_absoluta`' e '`reducao_relativa`' são NUMERIC sem precisão/escala; podem truncar valores decimais.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

usuarios

Pessoa que acessa o sistema; possui nome, e-mail, senha (hash+sai), papel e indicador de ativo.

id	UUID	NN DEF
nome	VARCHAR(200)	NN
email	VARCHAR(200)	NN
senha_hash	VARCHAR(255)	NN
senha_sai	VARCHAR(64)	NN
papel	ENUM	NN
ativo	BOOLEAN	NN DEF
created_at	TIMESTAMP	NN DEF
updated_at	TIMESTAMP	NN DEF

pacientes

Pessoa com cateter venoso central; possui nome, data de nascimento, sexo, número do prontuário e médico responsável.

id	UUID	NN DEF
nome	VARCHAR(200)	NN
data_nascimento	DATE	NN
sexo	ENUM	NN
numero_prontuario	VARCHAR(50)	NN

[telas/05d-modelo-conversa-real.png](#)

 Comparação de versões — Modelo de Dados · schema.sql BioByte Sentinel v5 · v1 (geração inicial, 27/09/2026 16:50) × v2 (refinamento pedido em conversa, 28/09/2026 11:34)			
3 linhas alteradas	434 linhas iguais	2 tabelas tocadas: bundles, paineis_vigilancia	0 linhas acrescentadas ou removidas
v1 — antes		v2 — depois	
tabela bundles - linhas 217-223			
217	<code>`id` CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),</code>	217	<code>`id` CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),</code>
218	<code>`nome` VARCHAR(200) NOT NULL,</code>	218	<code>`nome` VARCHAR(200) NOT NULL,</code>
219	<code>`indicacao` TEXT NOT NULL DEFAULT (''),</code>	219	<code>`indicacao` TEXT NOT NULL DEFAULT (''),</code>
220	<code>`reducao_media_risco` NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0,</code>	220	<code>`reducao_media_risco` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,</code>
221	<code>`intervalo_confianca` VARCHAR(50),</code>	221	<code>`intervalo_confianca` VARCHAR(50),</code>
222	<code>`ativo` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,</code>	222	<code>`ativo` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,</code>
223	<code>`created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,</code>	223	<code>`created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,</code>
tabela paineis_vigilancia - linhas 281-290			
281	<code>`id` CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),</code>	281	<code>`id` CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),</code>
282	<code>`periodo_dias` ENUM('7', '30', '90', '365') NOT NULL,</code>	282	<code>`periodo_dias` ENUM('7', '30', '90', '365') NOT NULL,</code>
283	<code>`casos_ativos` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,</code>	283	<code>`casos_ativos` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,</code>
284	<code>`escore_medio` NUMERIC,</code>	284	<code>`escore_medio` DECIMAL(5,2),</code>
285	<code>`classificacoes_nhsn` JSON,</code>	285	<code>`classificacoes_nhsn` JSON,</code>
286	<code>`alertas_abertos` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,</code>	286	<code>`alertas_abertos` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,</code>
287	<code>`conformidade_mensal` NUMERIC,</code>	287	<code>`conformidade_mensal` DECIMAL(5,2),</code>
288	<code>`distribuicao_faixa` JSON,</code>	288	<code>`distribuicao_faixa` JSON,</code>
289	<code>`data_consulta` TIMESTAMP NOT NULL,</code>	289	<code>`data_consulta` TIMESTAMP NOT NULL,</code>
290	<code>`created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,</code>	290	<code>`created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,</code>

[telas/05f-modelo-comparacao-v1-v2.png](#)

ETAPA 4 — INTERFACE E PROTÓTIPO

Cena 15 · Cartela

Tela: telas/C04-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C04-cartela.png


Cena 16 · A tela e o protótipo

Telas: telas/06c-interface-uc011-componentes-ligados.png,
telas/06d-interface-prototipo-uc011.png


Narração:

Quarta etapa, interface e protótipo: trinta telas, uma por caso de uso. A do UC-011 é declarada componente por componente, cada um ligado a uma coluna do banco. Antes de existir sistema, ela já pode ser navegada no protótipo, com dados de exemplo, que é quando mudar ainda é barato.

Produção: 23 s.



telas/06c-interface-uc011-componentes-ligados.png



telas/06d-interface-prototipo-uc011.png

Cena 17 · Editar e ver ao mesmo tempo

Telas: telas/06e-interface-editar-no-spec-e-regenerar.png,

telas/06f-interface-tela-regenerada-v2.png


Narração:

Ao lado da tela fica a origem dela na especificação, editável. Acrescentamos uma linha ao esquema:


0

limiar da regra, três classes. Ao salvar, a especificação ganha a versão dois, a que acabamos de ver, e a tela é refeita a partir dela, com o novo indicador e o selo gerado do UC-011, especificação versão dois.

Produção: 26 s. Edição real de 29/09; destaque a linha nova e o selo "Especificação v2".



telas/06e-interface-editar-no-spec-e-regenerar.png



telas/06f-interface-tela-regenerada-v2.png

ETAPA 5 — AGENTES E TAREFAS

Cena 18 · Cartela

Tela: telas/C05-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C05-cartela.png


Cena 19 · Só o que é agêntico vira agente

Telas: telas/07b-agentes-origem-e-instrucao.png, telas/07c-agentes-cinco-tarefas.png, telas/07e-agentes-tarefa-t003-rastreabilidade.png


Narração:

Quinta etapa, agentes e tarefas. A instrução: só os casos de uso agênticos viram tarefa de agente. Trinta e um casos de uso entraram, cinco viraram tarefa, em dois agentes. O UC-011 virou a tarefa T-AGN-003, com entrada, saída, restrições e, no fim da ficha, a rastreabilidade: UC-011, FR-031, FR-032 e a regra BR-009.


Produção: 25 s. Instrução digitada e não enviada. Destaque o bloco de rastreabilidade.



telas/07b-agentes-origem-e-instrucao.png



telas/07c-agentes-cinco-tarefas.png



telas/07e-agentes-tarefa-t003-rastreabilidade.png

ETAPA 6 — FERRAMENTAS

Cena 20 · Cartela

Tela: telas/C06-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C06-cartela.png

Cena 21 · Quem implementa cada ferramenta

Tela: telas/08b-ferramentas-contrato.png

Narração:

Sexta etapa, ferramentas. Cada ferramenta dos agentes diz quem a implementa: código determinístico, tarefa de agente ou um serviço externo por MCP. E tem contrato: o que faz, entrada, saída e a regra que vira código.

Produção: 17 s.

BioByte Senti...

LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Ferramentas

Cada ferramenta citada na especificação de Agentes e Tarefas precisa dizer de onde vem a implementação. Sem isso, a geração de código escreve ferramenta de mentira — que devolve valor fixo e parece funcionar.

v1 - 3/3 resolvidas - 27/09/2026, 23:35:18

Gerar a partir do ATS

Aprovar etapa

FERRAMENTAS

3

COM IMPLEMENTAÇÃO

3

PENDENTES

0

VERSÃO

v1

Todas as ferramentas têm implementação declarada. Etapa pronta para aprovação.

Ferramenta	Origem	Implementação	Usada por
database_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (database_tool)	agent:clinical_classifier_agent, agent:treatment_recommender_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhan_criterion, tarefa:evaluate_multidrug_resistance, tarefa:draft_alert_text_for_care_team, tarefa:recommend_bundle_with_justification
json_parser_tool	Determinística	regra em 5 passos() — vira código na geração	agent:clinical_classifier_agent, agent:treatment_recommender_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhan_criterion, tarefa:evaluate_multidrug_resistance, tarefa:draft_alert_text_for_care_team, tarefa:recommend_bundle_with_justification
vector_search_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (vector_search_tool)	agent:clinical_classifier_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhan_criterion

json_parser_tool

ORIGEM

Determinística

O QUE FAZ

Interpreta uma string JSON e devolve o objeto estruturado correspondente, recusando entradas malformadas.

ENTRADA

texto_json

SAÍDA

objeto, valido, erro

REGRA EM UMA FRASE (PARA QUEM LÊ)

Verifique se o texto é um JSON válido e, em caso afirmativo, converta-o para objeto; caso contrário, recuse a operação.

PASSOS DO CÁLCULO (É ISTO QUE VIRA CÓDIGO)

```
{
  "tipo": "verificacao",
  "recusa_se": "nao json, valido(texto_json)",
  "mensagem": "O texto fornecido não é um JSON válido."
}
```

Contrato conferido — esta regra vira código na geração.

Refinar com o agente

telas/08b-ferramentas-contrato.png

ETAPA 7 — YAML DE AGENTES E TAREFAS

Cena 22 · Cartela

Tela: telas/C07-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C07-cartela.png


Cena 23 · O que o framework lê

Tela: telas/09c-yaml-tasks-multirresistencia.png

Narração:

Sétima etapa, os arquivos YAML. No tasks.yaml, a nossa tarefa: a entrada vem da tarefa de tradução, e os passos dizem agrupar por classe, não contar intermediário e decidir multirresistente com três ou mais.

Produção: 16 s. Aponte os passos 7 e 9.



telas/09c-yaml-tasks-multirresistencia.png

ETAPA 8 — SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Cena 24 · Cartela

Tela: telas/C08-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C08-cartela.png


Cena 25 · Quem recebe o quê, e de quem

Tela: telas/10c-sequencia-task3.png

Narração:

Oitava, a sequência: a ordem das tarefas e de onde vem cada dado. A tarefa três recebe o antibiograma traduzido, que sai da tarefa um.

Produção: 12 s.



telas/10c-sequencia-task3.png

ETAPA 9 — REDE DE PETRI

Cena 26 · Cartela

Tela: telas/C09-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C09-cartela.png


Cena 27 · A rede que orchestra a execução

Telas: telas/11c-petri-rede-inteira.png, telas/11d-petri-json-lugar-p3.png


Narração:

Nona, a rede de Petri. Os círculos são lugares, as barras são transições, e cada caixa é um agente com as suas tarefas. O lugar P3 é a multirresistência; por dentro, ele guarda a tarefa, os campos que espera e o código que chama o servidor de agentes.

Produção: 22 s. P3 em vermelho.



telas/11c-petri-rede-inteira.png



telas/11d-petri-json-lugar-p3.png

ETAPA 10 — GERAÇÃO DE CÓDIGO

Cena 28 · Cartela

Tela: telas/C10-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C10-cartela.png

Cena 29 · O sistema, e o portão

Telas: telas/12b-codigo-rastreabilidade-md.png, telas/12e-codigo-portoes-pendencias.png

Narração:

Décima, a geração de código: cento e trinta e oito arquivos, e um arquivo de rastreabilidade em que uma linha liga o FR-031, o UC-011, a tarefa e a tela. Antes de liberar, o portão confere o pedido contra o gerado, e aponta o que não virou código.

Produção: 22 s. Linhas 38 e 39 selecionadas.

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

SESSÕES (19)

code_gen_20260928_071319

code_gen_20260928_064042

code_gen_20260928_063926

code_gen_20260928_062524

Portões: esta versão NÃO pode ser implantada sem decisão explícita

Lógica das tarefas

ARQUIVOS (138)

docs/RASTREABILIDADE.md

25 FR-018

26 FR-019

27 FR-020

28 FR-021

29 FR-022

30 FR-023 UC-008 translate_lab_result_to_hospital_vocabulary Tradução do Resultado do Laboratório

31 FR-024 UC-009 classify_case_by_nhsn_criterion Classificação do Caso pelo Critério NHSN

32 FR-025 UC-009 classify_case_by_nhsn_criterion Classificação do Caso pelo Critério NHSN

33 FR-026 UC-009 classify_case_by_nhsn_criterion Classificação do Caso pelo Critério NHSN

34 FR-027 UC-009 classify_case_by_nhsn_criterion Classificação do Caso pelo Critério NHSN

35 FR-028 UC-009 classify_case_by_nhsn_criterion Classificação do Caso pelo Critério NHSN

36 FR-029 UC-011 evaluate_multidrug_resistance Detalhe do Caso Clínico - Multirresistência

37 FR-030 UC-011 evaluate_multidrug_resistance Detalhe do Caso Clínico - Multirresistência

38 FR-031 UC-011 evaluate_multidrug_resistance Detalhe do Caso Clínico - Multirresistência

39 FR-032 UC-011 evaluate_multidrug_resistance Detalhe do Caso Clínico - Multirresistência

40 FR-033 UC-013 draft_alert_text_for_care_team Alerta de Multirresistência

41 FR-034 UC-013 draft_alert_text_for_care_team Alerta de Multirresistência

42 FR-035 UC-013 draft_alert_text_for_care_team Alerta de Multirresistência

43 FR-036 UC-013 draft_alert_text_for_care_team Alerta de Multirresistência

44 FR-037 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

45 FR-038 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

46 FR-039 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

47 FR-040 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

48 FR-041 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

49 FR-042 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

50 FR-043 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

51 FR-044 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento


52 FR-045 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

53 FR-046 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

54 FR-047 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

55 FR-048 UC-015 recommend_bundle_with_justification Recomendação de Tratamento

telas/12b-codigo-rastreabilidade-md.png



telas/12e-codigo-portoes-pendencias.png

ETAPA 11 — CASOS DE TESTE

Cena 30 · Cartela

Tela: telas/C11-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.



telas/C11-cartela.png


Cena 31 · Do caso de uso ao teste executado

Telas: telas/13b-testes-grafo-uc011.png, telas/13d-testes-casos-uc011.png, telas/13e-testes-registro-execucao.png


Narração:

Décima primeira, os casos de teste. Cada caso de uso vira um grafo de causa e efeito: Cada combinação vira um teste: com três ou mais classes resistentes, multirresistente igual a sim. Executados na aplicação, vinte e dois de vinte e três passaram, e o que reprovou mostrou onde estava o defeito, que foi corrigido na fábrica.

Produção: 26 s. Aponte TC-UC-011-03; destaque a linha vermelha no registro.



telas/13b-testes-grafo-uc011.png



✓ Registro de execução dos casos de teste — BioByte Sentinela v5 · registro_de_testes.md

Registro de Testes — BioByte Sentinela v5

Executado em 28/09/2026 03:53 contra a aplicação implantada (servidor de agentes na porta 5036, banco biobyte_v5_app).

22 de 23 casos passaram.

Cada caso tem um veredito conferido: no cadastro, contra a linha no banco; nos agentes, contra o gabarito plantado (uma amostra com 4 classes resistentes e outra com 1).

Cadastro — listar, criar, ler, alterar, excluir

Caso	Esperado	Obtido
✓ pacientes - listar	a tela recebe as 3 linhas do banco	recebeu 3
✓ pacientes - criar	o banco passa de 3 para 4 linhas	ficou com 4 (resposta: {"status": "sucesso", "id": "2d0b806b-bb09-11f1-8a9e-cbeb38540001", "n"}
✓ pacientes - ler	devolve o registro recém-criado	devolveu {"id": "2d0b806b-bb09-11f1-8a9e-cbeb38540001", "nome": "Teste CRUD", "data_nascimento": "1"
✓ pacientes - alterar	o campo nome vira "Teste CRUD ALTERADO" NO BANCO	no banco está "Teste CRUD ALTERADO"
✓ pacientes - excluir	o banco volta de 4 para 3 linhas	ficou com 3
✓ antimicrobianos - listar	a tela recebe as 6 linhas do banco	recebeu 6
✓ antimicrobianos - criar	o banco passa de 6 para 7 linhas	ficou com 7 (resposta: {"status": "sucesso", "id": "2f7847e3-bb09-11f1-8a9e-cbeb38540001", "n"}
✓ antimicrobianos - ler	devolve o registro recém-criado	devolveu {"id": "2f7847e3-bb09-11f1-8a9e-cbeb38540001", "nome": "Teste-AM-151c8", "classe": "Classe"
✓ antimicrobianos - alterar	o campo classe vira "Classe ALTERADA" NO BANCO	no banco está "Classe ALTERADA"
✓ antimicrobianos - excluir	o banco volta de 7 para 6 linhas	ficou com 6
✓ bundles - listar	a tela recebe as 3 linhas do banco	recebeu 3
✓ bundles - criar	o banco passa de 3 para 4 linhas	ficou com 4 (resposta: {"status": "sucesso", "id": "31e4af18-bb09-11f1-8a9e-cbeb38540001", "n"}
✓ bundles - ler	devolve o registro recém-criado	devolveu {"id": "31e4af18-bb09-11f1-8a9e-cbeb38540001", "nome": "Bundle de Teste 655e9", "indicacao"
✓ bundles - alterar	o campo indicacao vira "Indicacao ALTERADA" NO BANCO	no banco está "Indicacao ALTERADA"
✓ bundles - excluir	o banco volta de 4 para 3 linhas	ficou com 3

Agentes — as cinco tarefas de inteligência artificial

Caso	Esperado	Obtido
✓ multiresistência - conta as classes (caso 4 classes)	contagem = 4	contagem = 4.0
✗ multiresistência - aplica a regra das três classes	multiresistente = verdadeiro	multiresistente = None
✓ multiresistência - conta as classes (caso 1 classe)	contagem = 1	contagem = 1.0
✓ tradução - traz o antibiograma completo do banco	6 antimicrobianos, todos com classe	6 antimicrobianos, 6 com classe
✓ tradução - recusa amostra inexistente sem inventar	aproveitável = falso, com justificativa	aproveitável = False, justificativa de 1012 caracteres
✓ classificação - responde pelo critério da norma	confirmada, descartada ou pendente	pendente
✓ recomendação - escolhe pacote que existe no cadastro	um pacote do cadastro, com justificativa	Bundle de precaução de contato + escalonamento (justificativa: 851 car)
✓ alerta - redige o texto citando o achado clínico	texto clínico citando o achado	671 caracteres, cita o achado = True

OPERAÇÃO — O SISTEMA GERADO

Cena 32 · Cartela

Tela: telas/C12-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.

PIPELINE

1 Documentos e Requisitos

2 Especificação

3 Modelo de Dados

4 Interface & Protótipo

5 Agentes & Tarefas

6 Ferramentas

7 YAML de Agentes e Tarefas

8 Sequência de Tarefas

9 Rede de Petri

10 Geração de Código

11 Casos de Teste e Validação

OPERAÇÃO

12 Deploy — o sistema implantado

13 Execução de Agentes

OPERAÇÃO

Deploy — o sistema implantado

ENTRA
a versão gerada do código e a configuração do banco e da IA

SAI
o sistema no ar: interface, API e servidor de agentes

LangNet · BioByte Sentinela v5

telas/C12-cartela.png

Cena 33 · Os agentes na tela do hospital

Telas: telas/32-cadeia-3-multirresistencia-b-resultado.png, telas/34-cadeia-5-alerta-b-resultado.png

Narração:

Implantado, este é o sistema que saiu do pipeline. Na tela da multirresistência, o agente respondeu: quatro classes resistentes, o carbapenêmico de fora por ser intermediário, e o veredito, multirresistente sim. Com ele, a última tarefa redigiu o alerta para a equipe da UTI, e cada decisão ficou gravada com a justificativa.

Produção: 24 s. Destaque "multirresistente: true" e o início do alerta.

Painel de Segurança de Dados

Gestão de Retenção e Descarte de Dados

Gestão de Segredos e Credenciais

Alertas

Antibiogramas

Antimicrobianos

Bundles

Casos Clínicos

Ciclos Integrados

Classificações

Credenciais Serviços Externos

Crerios Nhsn

Dados Risco

Decisões Sistema

Escores Cox

Estimativas Redução Risco

Faixas Risco

Logs Auditoria

Notificações

Pacientes

Pacotes Bundle Aplicado

Painéis Vigilância

Recomendações

Registros Auditoria

Relatórios Vigilância

3, o microrganismo é MULTIRRESISTENTE pela regra de três ou mais classes distintas resistentes (BR-009). Observação de rastreabilidade: a classificação NHSN do caso permanece 'pendente' por insuficiência de data_inicio_caso e criterios_candidatos (BR-010), o que NÃO afeta esta avaliação de multirresistência, que se baseia exclusivamente no antibiograma traduzido. Nenhum dado foi inventado; a decisão deriva integralmente das linhas retornadas pela consulta real.

versao prompt

aproveitavel

caso id

id caso

ip origem

classificacao

▼ ver resposta completa

"multirresistente": true,

"classes_resistentes": [

"cefalosporina",

"betalactâmico",

"fluoroquinolona",

"aminoglicosídeo"

],

"contagem_classes_resistentes": 4,

"justificativa": "Antibiograma do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 (Staphylococcus aureus, hemocultura, resultado 815c548c-4542-4b9f-af87-cdff7328)",

"versao_prompt": "classificador_clinico_icsac/avaliar_multirresistencia/v1",

"registro_decisao": {

"registrado": true,

"tabela": "decisoes_sistema",

"id": "25e9089c-bb08-11f1-8a9e-cbeb38540001"

},

"aproveitavel": true,

"caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",

"id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-83c6-6cb9a4626684",

"ip_origem": "127.0.0.1",

"classificacao": "pendente"

Informações complementares

Multirresistente

true

telas/32-cadeia-3-multirresistencia-b-resultado.png

Configuração de Serviços Externos

Dicionário de Dados

Acompanhamento Diário de Pacientes de UTI com Catecter

Backup Automatizado

Monitoramento dos Serviços Externos

Painel de Segurança de Dados

Gestão de Retenção e Descarte de Dados

Gestão de Segredos e Credenciais

Alertas

Antibiogramas

Antimicrobianos

Bundles

Casos Clínicos

Ciclos Integrados

Classificações

Credenciais Servicos Externos

Critérios Nhsn

Dados Risco

Decisões Sistema

Escores Cox

Estimativas Reducao Risco

Faixas Risco

Logs Auditoria

completo

motivo insuficiencia

versao prompt

aproveitavel

justificativa

caso id

id caso

ip origem

classificacao

multirresistente

contagem classes resistentes

decisao

cita nhsn

cita multirresistencia

▼ ver resposta completa

true

Recomendação disponível apenas para caso confirmado

classificador_clinico_icsac/gerar_alerta_multirresistencia/v1

true

A classificação NHSN do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 está 'pendente' (não confirmada), por insuficiência de data_inicio_caso e criterios_candidatos (BR-010). Quanto à multirresistência, o antibiograma (Staphylococcus aureus, hemocultura) apresenta 4 classes distintas resistentes (Cefalosporina, Betalactâmico, Fluoroquinolona, Aminoglicosídeo), logo multirresistente = true (BR-008). Apesar de existir no cadastro o bundle 'Bundle de precaução de contato + descalonamento' (id c371b3e9-a6fb-4eb8-b6fc-ba30d99f1174) indicado para 'ICSAC confirmada COM multirresistência', a recomendação só é permitida para caso confirmado pelo NHSN. Como o resultado do NHSN é 'pendente', a recomendação é insuficiente.

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

127.0.0.1

pendente

true

4

insuficiente

true

true

▼ ver resposta completa

{
 "texto_alerta": "ATENÇÃO – EQUIPE DA UTI: foi identificado no exame de cultura de sangue (hemocultura, amostra HC-2026-1187) um microrganismo chamado Staphylococcus aureus (hemocultura) apresenta 4 classes distintas resistentes (Cefalosporina, Betalactâmico, Fluoroquinolona, Aminoglicosídeo), logo multirresistente = true (BR-008). Apesar de existir no cadastro o bundle 'Bundle de precaução de contato + descalonamento' (id c371b3e9-a6fb-4eb8-b6fc-ba30d99f1174) indicado para 'ICSAC confirmada COM multirresistência', a recomendação só é permitida para caso confirmado pelo NHSN. Como o resultado do NHSN é 'pendente', a recomendação é insuficiente.",
 "fundamentacao": {
 "criterio": "NHSN ICSAC – classificação pendente por insuficiência de dados (data_inicio_caso e criterios_candidatos ausentes)",
 "versao": "NHSN vigente à época do caso",
 "multirresistencia": "Staphylococcus aureus (hemocultura, amostra HC-2026-1187) multirresistente = true, com 4 classes distintas resistentes: Cefalosporina, Betalactâmico, Fluoroquinolona, Aminoglicosídeo",
 },
 "completo": true,
 "motivo_insuficiencia": "Recomendação disponível apenas para caso confirmado",
 "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac/gerar_alerta_multirresistencia/v1",
 "registro_decisao": {
 "registrado": true,
 "tabela": "decisoes_sistema",
 "id": "35361588-bb08-11f1-8a9e-cbe98540001"
 },
 "aproveitavel": true,
 "justificativa": "A classificação NHSN do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 está 'pendente' (não confirmada), por insuficiência de data_inicio_caso e criterios_candidatos (BR-010). Quanto à multirresistência, o antibiograma (Staphylococcus aureus, hemocultura) apresenta 4 classes distintas resistentes (Cefalosporina, Betalactâmico, Fluoroquinolona, Aminoglicosídeo), logo multirresistente = true (BR-008). Apesar de existir no cadastro o bundle 'Bundle de precaução de contato + descalonamento' (id c371b3e9-a6fb-4eb8-b6fc-ba30d99f1174) indicado para 'ICSAC confirmada COM multirresistência', a recomendação só é permitida para caso confirmado pelo NHSN. Como o resultado do NHSN é 'pendente', a recomendação é insuficiente.",
 "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
 "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
 "ip_origem": "127.0.0.1",
 "classificacao": "pendente",
 "multirresistencia": true
}

telas/34-cadeia-5-alerta-b-resultado.png

OPERAÇÃO — EXECUÇÃO DE AGENTES

Cena 34 · Cartela

Tela: telas/C13-cartela.png

Produção: 2 s, sem narração.

PIPELINE

1 Documentos e Requisitos

2 Especificação

3 Modelo de Dados

4 Interface & Protótipo

5 Agentes & Tarefas

6 Ferramentas

7 YAML de Agentes e Tarefas

8 Sequência de Tarefas

9 Rede de Petri

10 Geração de Código

11 Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

12 Deploy — o sistema implantado

13 Execução de Agentes

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

ENTRA

o sistema implantado e o caso a analisar

SAI

a rede executada tarefa a tarefa, com entrada e saída de cada uma

LangNet · BioByte Sentinela v5

telas/C13-cartela.png

Cena 35 · A rede de Petri executando

Telas: telas/71-bancada-entrada-aplicada.png, telas/15b1-bancada-marca-P1.png, telas/15b3-bancada-marca-P3.png

Narração:

Na bancada de execução, o operador informa o caso e a rede de Petri roda contra o servidor de agentes. O ponto no lugar é o token, o estado atual da execução. Ele parte do início, passa pela tradução e chega à multirresistência; à direita, o registro de cada disparo.

Produção: 23 s. Três cortes; acompanhe o token de P1 para P3.

Entrada da execução


o que esta execução vai analisar — vale para todas as tarefas que esperam o mesmo campo

caso_id	resultado_bruto	situacao	identificador_amostra	origem	microrganismo
dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a462	(em branco)	(em branco)	(em branco)	(em branco)	(em branco)
antibiograma	antimicrobiano	classe	resultado	mensagem_erro	vocabulario_hospital_versao
(em branco)	(em branco)	(em branco)	(em branco)	(em branco)	(em branco)


Aplicar à execução

aplicado: caso_id = dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

telas/71-bancada-entrada-aplicada.png



telas/15b1-bancada-marca-P1.png



telas/15b3-bancada-marca-P3.png


Cena 36 · A tela da tarefa

Tela: telas/72-operacao-P3.png

Narração:

E, parada na tarefa, a aba Operação mostra tudo: o agente, as regras, a instrução que ele recebeu, o caso, os passos da execução e o documento produzido, com o veredito e a justificativa. O operador confere e aprova, ou manda refazer com uma mensagem.

Produção: 21 s. Destaque o documento gerado à direita e os botões Aprovar / Refazer.



telas/72-operacao-P3.png

ENCERRAMENTO

Cena 37 · Do documento ao alerta

Tela: telas/12b-codigo-rastreabilidade-md.png (retomada)

Narração:

Uma frase da ata virou requisito, caso de uso, coluna, tela, tarefa, lugar da rede e teste, e no sistema gerado, uma decisão gravada e um alerta. Cada etapa registrou de onde veio, e cada correção entrou na etapa certa. Isso é o LangNet.

Produção: 21 s.

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Admin Tropical

Geração

Historico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260928_071319 (v1 - 138 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (19)

code_gen_20260928_071319

v1 - 138 arquivos - completed

code_gen_20260928_064042

v1 - 138 arquivos - completed

code_gen_20260928_063926

v1 - 0 arquivos - failed

code_gen_20260928_062524

v1 - 138 arquivos - completed

Portões: esta versão NÃO pode ser implantada sem decisão explícita a conferência comparou o que foi pedido (contratos, ferramentas, telas) com o que foi gerado

Lógica das tarefas

11 pendência(s) — passos da tarefa que não viraram código

corrigir em Agentes & Tarefas

2. Verificar a situação do resultado: — translate_lab_result_to_hospital_vocabulary

3. Se situação = "disponível", consultar o vocabulário do hospital (via vector_search_tool e database_tool) para traduzir cada termo do laboratório (microorganisms — translate_lab_result_to_hospital_vocabulary)

2. Selecionar, entre critérios, candidatos, o critério cuja vigência cubra data_inicio_caso <= vigência_inicio ou data_fim_caso <= vigência_fim ou vigência_fim = —

ARQUIVOS (138)

frontend/src/components/tabs/Execu

frontend/src/components/tabs/Inputs

frontend/src/components/tabs/LogsTi

frontend/src/components/tabs/Opera

frontend/src/components/tabs/Outpu

frontend/src/hooks/usePetriNetExecu

frontend/src/index.js

frontend/src/petri-engine/GuardEvaluator.js

frontend/src/petri-engine/PetriNetMatrices.js

frontend/src/petri-engine/PetriNetSimulator.js

frontend/src/petri-engine/PlaceProcessor.js

backend/project.json

docs/RASTREABILIDADE.md

frontend/src/screens/wsClient.js

frontend/src/screens/currentAttendar

frontend/src/screens/Login.jsx

frontend/src/screens/Usuarios.jsx

frontend/src/screens/LogDeAuditoria

frontend/src/screens/CadastroPacient

frontend/src/screens/EpisodioDadosR

frontend/src/screens/EscoreRiscoCox

frontend/src/screens/ImportacaoHem

docs/RASTREABILIDADE.md

25 | FR-018 | - | - | - |

26 | FR-019 | - | - | - |

27 | FR-020 | - | - | - |

28 | FR-021 | - | - | - |

29 | FR-022 | - | - | - |

30 | FR-023 | UC-008 | translate_lab_result_to_hospital_vocabulary | Tradução do Resultado do Laboratório |

31 | FR-024 | UC-009 | classify_case_by_nhsn_criterion | Classificação do Caso pelo Critério NHSN |

32 | FR-025 | UC-009 | classify_case_by_nhsn_criterion | Classificação do Caso pelo Critério NHSN |

33 | FR-026 | UC-009 | classify_case_by_nhsn_criterion | Classificação do Caso pelo Critério NHSN |

34 | FR-027 | - | - | - |

35 | FR-028 | UC-009 | classify_case_by_nhsn_criterion | Classificação do Caso pelo Critério NHSN |

36 | FR-029 | - | - | - |

37 | FR-030 | - | - | - |

38 | FR-031 | UC-011 | evaluate_multidrug_resistance | Detalhe do Caso Clínico — Multirresistência |

39 | FR-032 | UC-011 | evaluate_multidrug_resistance | Detalhe do Caso Clínico — Multirresistência |

40 | FR-033 | - | - | - |

41 | FR-034 | - | - | - |

42 | FR-035 | UC-013 | draft_alert_text_for_care_team | Alerta de Multirresistência |

43 | FR-036 | - | - | - |

44 | FR-037 | - | - | - |

45 | FR-038 | - | - | - |

46 | FR-039 | UC-015 | recommend_bundle_with_justification | Recomendação de Tratamento |

47 | FR-040 | - | - | - |

48 | FR-041 | UC-015 | recommend_bundle_with_justification | Recomendação de Tratamento |

49 | FR-042 | - | - | - |

50 | FR-043 | UC-015 | recommend_bundle_with_justification | Recomendação de Tratamento |

51 | FR-044 | UC-015 | recommend_bundle_with_justification | Recomendação de Tratamento |

52 | FR-045 | UC-015 | recommend_bundle_with_justification | Recomendação de Tratamento |

53 | FR-046 | - | - | - |

54 | FR-047 | - | - | - |

55 | FR-048 | - | - | - |

telas/12b-codigo-rastreabilidade-md.png