

BioByte Sentinela v5 — relatório de funcionamento do sistema gerado

Data do teste: 03/10/2026 · **Aplicação:** a implantação vigente do BioByte Sentinela v5 (interface :3002, API :8035, servidor de agentes :5037, banco biobyte_v5_app), gerada pelo LangNet em 29/09/2026 a partir da Especificação v2 · **Modelo dos agentes:** DeepSeek (deepseek-flash) · **Custo do teste:** cerca de US\$ 0,01 (saldo de US\$ 1,61 para US\$ 1,60).

1. Resumo

Todas as 30 telas de negócio (31 casos de uso: as UC-018 e UC-022 dividem a mesma tela) e as 28 telas de cadastro foram abertas e capturadas. Em cada uma, a ação principal foi executada, e o resultado foi comparado com o que o caso de uso da Especificação v2 pede.

O que funciona. As tarefas de agente respondem, e respondem bem. Na consulta em cadeia, o agente traduziu o antibiograma do caso, contou 4 classes resistentes e decidiu "multirresistente", aplicando exatamente a regra das três classes (BR-009). Depois redigiu um alerta claro para a equipe da UTI. Cada decisão ficou gravada no banco: a tabela de decisões passou de 11 para 23 linhas durante o teste. Quando falta dado, o agente recusa e explica por quê, em vez de inventar. Os cadastros de banco funcionam: listam o que está no banco e, onde os campos são simples, criam, editam e excluem, conferido linha a linha.

O que não funciona. Em 20 das 31 telas de negócio, a ação principal responde "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema": falta o executor do lado convencional. Em 3 telas o único botão fica sempre desabilitado. Não há login: o aplicativo abre direto. Há falhas que passam caladas: o cadastro recusado pelo banco volta à lista sem nenhuma mensagem. E o resumo da senha dos usuários chega ao navegador.

A cadeia clínica para na classificação: a tarefa de classificação não recebe os critérios NHSN nem a data de início do caso, então responde "pendente", e a recomendação de bundle e o registro da escolha médica, que exigem caso confirmado, recusam por consequência.

Veredito	Casos de uso
AÇÃO SEM EXECUTOR	20
BOTÃO DESABILITADO	3
RECUSA CORRETA POR FALTA DE DADO	3
FUNCIONA, COM RESSALVA	2
FUNCIONA	2
NÃO EXECUTADO (AÇÃO SENSÍVEL)	1

2. Como o teste foi feito

- O que se esperava.** Da Especificação v2 foram lidos os 31 casos de uso: natureza (convencional ou agêntica), objetivo, requisitos relacionados, fluxo principal e fluxos de exceção. Da etapa de Interface veio a tela de cada caso de uso, com os campos e botões declarados. Juntos, dão a lista do que cada tela deve mostrar.
- Cada tela de negócio,** pelo navegador, como o operador: abrir, capturar, conferir os elementos esperados e executar a ação principal. As telas de agente receberam só a escolha do caso; as convencionais, o formulário preenchido. Ações que mexem em dado sensível (rotação de credenciais, descarte, backup) não foram executadas.
- A consulta aos agentes em cadeia,** como o operador faria: tradução → classificação → multirresistência → recomendação → alerta, com o mesmo caso clínico (Staphylococcus aureus, hemocultura HC-2026-1187) passando de uma tela à outra.
- As 28 telas de cadastro:** a listagem comparada com o banco e, em cinco cadastros, o ciclo criar → editar → excluir, conferido no banco a cada passo. Os registros de teste foram removidos ao final.
- Os vereditos** foram dados um a um, lendo a resposta de cada ação, e não por contagem automática.

Leitura dos vereditos. *Funciona:* faz o que o caso de uso pede. *Funciona, com ressalva:* faz, com um defeito que não impede o uso. *Recusa correta por falta de dado:* o sistema se negou a decidir pela razão certa, e a falta é de dado que não chega à tela. *Ação sem executor:* a tela existe, mas a ação não chega ao servidor. *Botão desabilitado:* a tela não tem como ser usada.

3. Caso de uso a caso de uso

UC-001 — Autenticar Usuário com E-mail e Senha	
Natureza	convencional
Requisitos	FR-001, FR-004, FR-064, FR-065, FR-066, FR-096
Tela	Login
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Permitir que o usuário entre no sistema informando e-mail e senha, sem segundo fator, mantendo a identidade durante todo o uso e protegendo o acesso por token.

Elementos da tela. 4 de 22 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Acesso sem segundo fator, conforme decisão da CCIH; Falar com o administrador para solicitar acesso; Limpar; Sua sessão expirou. Entre novamente.; Usuário desativado. Procure o administrador do sistema.; Tentar novamente; Erro de credenciais (E1); Campos vazios (E2); Limite de tentativas excedido (E3); Servidor indisponível (E4); Sessão expirada (A3); Usuário desativado (A4); Autocadastro bloqueado (A1); Rodapé — decisão da CCIH....

O que se observou. Ao clicar em "Entrar", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado. Além disso, o aplicativo abre direto nas telas, sem pedir login: qualquer pessoa na rede acessa tudo.

Comparação com o caso de uso. O caso de uso pede autenticação por e-mail e senha, token em toda chamada e limite de tentativas. Nada disso está ativo: não há autenticação.

A imagem mostra a interface de login de um sistema web. No topo, há um título "Login". Abaixo dele, há dois campos de entrada: "E-mail" e "Senha". O campo "E-mail" é um retângulo branco com uma borda cinza. O campo "Senha" é um retângulo branco com uma borda cinza. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "Entrar" em branco. Abaixo do botão, há uma mensagem de status: "Sem dados para o período — execute a consulta.".

UC-001 — a tela ao abrir

Sem dados para o período — execute a consulta.

Entrar

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-001 — o

resultado da ação "Entrar"

UC-002 — Gerenciar Cadastro e Desativação de Usuários

Natureza	convencional
Requisitos	FR-002, FR-003, FR-067
Tela	Usuários
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Permitir que o administrador cadastre usuários com nome, e-mail, senha, papel e situação ativa, e desative usuários desligados do hospital sem apagá-los, preservando o nome nos registros antigos.

Elementos da tela. 24 de 33 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Novo usuário; Cadastro de usuário; Confirmar desativação; Cancelar; Editar; Reativar; Tentar novamente; Ir para o Login; Exportar.

O que se observou. Ao clicar em "Salvar", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado. A tela "Usuários" mostra as mensagens de exceção do caso de uso ("Este e-mail já está cadastrado.", "Desativar este usuário?") como linhas de dados com "—". No cadastro "Usuarios", a listagem que vem do servidor traz o resumo da senha (senha_hash) de cada usuário.

Comparação com o caso de uso. O caso de uso proíbe a senha em qualquer tela ou mensagem (FR-066); o resumo da senha chega ao navegador. Cadastrar e desativar pela tela de negócio não funcionam.

Usuários

Usuários cadastrados —

Ativos —

Desativados —

Administradores —

Usuário cadastrado com sucesso. —

Preencha nome, e-mail, senha e papel para salvar. —

Este e-mail já está cadastrado. —

Não foi possível salvar o usuário. Tente novamente. —

Sua sessão expirou. Entre novamente. —

Seu papel não permite acessar dados clínicos. —

Seu papel não permite apagar registros de auditoria. —

Desativar este usuário? —

Usuários por papel

Sem dados para o período — execute a consulta.

Buscar por nome ou e-mail

Nenhum registro para exibir.

Situação dos usuários

Nenhum item — execute a ação para obter a recomendação.

Nome

E-mail

Senha

Papel

Selecione... ▼

Selecione...

☐ Ativo

Salvar

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-002 — o

resultado da ação "Salvar"

UC-003 — Registrar Ações Relevantes em Trilha de Auditoria

Natureza	convencional
Requisitos	FR-005, FR-056, FR-057, FR-058, FR-070, FR-098
Tela	Log de auditoria
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Registrar automaticamente toda ação relevante com quem fez, o que fez, sobre qual registro e quando, de forma encadeada, e permitir que o administrador consulte o log filtrando por período, usuário ou tipo de ação.

Elementos da tela. 17 de 27 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Verificar integridade; Data/hora; Registro afetado; Marca da entrada anterior; Encadeamento íntegro; Nenhum filtro aplicado — exibindo as entradas mais recentes.; Limpar filtros; Seu papel não permite apagar registros de auditoria.; Voltar ao Dashboard; Entradas de auditoria.

O que se observou. Ao clicar em "Consultar", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Log de auditoria

Verificação de integridade	—
Consulta sem filtros	—
Consulta sem resultados	—
Alteração detectada no encadeamento	—
Falha ao gravar entrada	—
Trilha imutável	—
Permissão negada	—
Sessão expirada	—

Período (de)

dd/mm/yyyy



Período (até)

dd/mm/yyyy



Usuário

Selecione...



Tipo de ação

Selecione...



Nenhum registro para exibir.

Encadeamento da trilha

Nenhum evento registrado ainda.

Consultar

Encadeamento da trilha

Nenhum evento registrado ainda.

Consultar

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-003 — o

resultado da ação "Consultar"

UC-004 — Cadastrar Paciente com Cateter Venoso Central

Natureza	convencional
Requisitos	FR-006, FR-086, FR-087, FR-088, FR-005, FR-063
Tela	Cadastro de Paciente com Cateter Venoso Central
Veredito	BOTÃO DESABILITADO

O que a especificação pede. Cadastrar o paciente com cateter venoso central, registrando nome, data de nascimento, sexo, número do prontuário e o médico responsável, para que o acompanhamento diário de UTI e a priorização de atenção possam ser feitos a partir desse cadastro.

Elementos da tela. 6 de 16 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Salvar; Cancelar; Novo Paciente; Tentar novamente; Ir para o Login; Paciente cadastrado com sucesso.; Preencha o campo [nome do campo faltante].; Data de nascimento inválida. Informe no formato dia/mês/ano.; Sessão expirada. Entre novamente.; Não foi possível salvar o paciente. Tente novamente..

O que se observou. O único botão da tela é "Executar com IA", e ele está sempre desabilitado: a tela foi gerada como tela de agente, mas nenhuma tarefa está ligada a ela.

Comparação com o caso de uso. O caso de uso é convencional (cadastrar paciente com cateter). O cadastro de pacientes funciona pela tela de cadastro "Pacientes", não por esta.

Cadastro de Paciente com Cateter Venoso Central

UC-004 · executado por agente de IA

▶ Executar com IA

Pacientes de UTI com cateter venoso central

Sem registros para exibir.

Nome do paciente

Data de nascimento

dd/mm/yyyy



Sexo

Número do prontuário

Médico responsável

Selecione...



Tarefa não definida para esta tela

UC-004 — a tela ao abrir

UC-005 — Registrar Episódio e Dados de Risco do Caso Clínico

Natureza	convencional
Requisitos	FR-007, FR-008, FR-009, FR-061, FR-005, FR-063
Tela	Episódio e Dados de Risco do Caso Clínico
Veredito	BOTÃO DESABILITADO

O que a especificação pede. Registrar, para o episódio do caso clínico, a idade do paciente na data, há quantos dias o cateter está instalado, a pontuação APACHE II, o sítio de inserção do cateter e as comorbidades relevantes, além da data de início, da data de encerramento opcional e do estado do caso, exigindo os cinco dados de risco antes de permitir qualquer conta de risco.

Elementos da tela. 8 de 19 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Salvar Episódio; Tentar novamente; Cancelar; Paciente do caso; Alerta de dado de risco faltante; Alerta de data de início inválida; Alerta de encerramento sem data; Alerta de sessão expirada; Alerta de falha ao salvar; Confirmação de episódio registrado; Nota sobre o estado do caso.

O que se observou. Mesmo caso da UC-004: "Executar com IA" sempre desabilitado, sem tarefa ligada.

Comparação com o caso de uso. Caso de uso convencional gerado como tela de agente.

Episódio e Dados de Risco do Caso Clínico

UC-005 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

Idade do paciente na data

Dias de cateter instalado

Pontuação APACHE II

Sítio de inserção do cateter

Comorbidades relevantes

Data de início do caso

dd/mm/yyyy



Data de encerramento do caso

dd/mm/yyyy



Estado do caso

Tarefa não definida para esta tela

UC-005 — a tela ao abrir

UC-006 — Consultar Escore de Risco de Cox no Serviço Externo

Natureza	convencional
Requisitos	FR-010, FR-011, FR-012, FR-013, FR-014, FR-015, FR-060, FR-072, FR-084, FR-008, FR-070
Tela	Escore de Risco de Cox
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Consultar o escore de risco de ICSAC já calculado no servidor de estatística do hospital, enviando idade, pontuação APACHE II e tipo de cateter, e armazenar o escore, a faixa de risco, o preditor linear, os fatores que pesaram, o nome da versão do modelo e a data do cálculo, associados ao caso, sem recalculá-lo e sem exigir intervalo de confiança.

Elementos da tela. 22 de 26 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Ver histórico de escores; Fechar; Ir para o Login.

O que se observou. Ao clicar em "Consultar Escore", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente). O serviço externo de escore de Cox está no ar (servidor MCP), mas a tela não o aciona.

Escore de Risco de Cox

ESCORE

—

Idade —

Pontuação APACHE II —

Tipo de cateter —

Faixa de risco —

Preditor linear —

Fatores de risco —

Nome do modelo —

Versão do modelo —

Origem do dado —

Tipo de decisão —

Escore consultado e armazenado. —

O serviço de escore não respondeu. Nenhum escore foi gravado. —

Falta o dado: [nome do dado faltante]. A conta de risco não sai enquanto faltar um dos cinco dados. —

Não foi possível obter o escore. Nenhum escore foi gravado. —

Sessão expirada. Entre novamente. —

Não foi possível armazenar o escore. Tente novamente. —

Nenhum escore consultado ainda para este caso. —

Data do cálculo

dd/mm/yyyy



Evolução do escore de risco

Sem dados para o período — execute a consulta.

Histórico de escores do caso

Nenhum evento registrado ainda.

Consultar Escore

UC-006 — a tela ao abrir

Histórico de escores do caso

Nenhum evento registrado ainda.

Consultar Escore

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-006 — o

resultado da ação "Consultar Escore"

UC-007 — Importar Resultado de Hemocultura do Laboratório

Natureza	convencional
Requisitos	FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-020, FR-021, FR-022, FR-059, FR-069, FR-071
Tela	Importação de Hemocultura
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Consultar o sistema do laboratório pelo número do paciente e importar os resultados de hemocultura (identificador da amostra, origem, microrganismo e antibiograma), tratando corretamente retornos pendentes, mensagens de erro e evitando duplicação de registros.

Elementos da tela. 28 de 34 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Confirmar importação; Registrar ocorrência; Buscar novamente; Tentar novamente; Cancelar; Resultados importados deste caso.

O que se observou. Ao clicar em "Buscar no laboratório", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Importação de Hemocultura

IMPORTADOS (7D)

PENDENTES

MULTIRRESISTENTES

DUPLICIDADES EVITADAS

Importado em —

Hash do resultado (deduplicação) —

Classe —

Aviso: este resultado já foi importado em [data/hora] —

Aviso: o laboratório está fora do ar —

Aviso: não foi possível obter o resultado do laboratório — tempo limite excedido —

Aviso: falha na chamada ao laboratório — credencial inválida —

Aviso: resultado pendente registrado — sem microrganismo e sem antibiograma —

Aviso: erro de cadastro da amostra registrado: [mensagem do laboratório] —

Aviso: resultado ainda não saiu — campos além da situação vieram vazios —

Número do prontuário

Situação

Selecione...



Identificador da amostra

Origem

Selecione...



Microrganismo

☐ Multirresistente (MR)

Mensagem de erro do laboratório

Antimicrobiano

Selecione...



UC-007 — a tela ao abrir

Nenhum registro para exibir.

Buscar no laboratório

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-007 — o

resultado da ação "Buscar no laboratório"

UC-008 — Traduzir Resultado do Laboratório para Nomenclatura do Hospital

Natureza	agêntica
Decisão do agente	O agente lê o resultado bruto vindo do laboratório, interpreta o que é, traduz a nomenclatura própria do laboratório para o vocabulário adotado pelo hospital e decide se o resultado é aproveitável, sem inventar nada quando não for.
Requisitos	FR-023, FR-076, FR-077
Tela	Tradução do Resultado do Laboratório
Veredito	FUNCIONA, COM RESSALVA

O que a especificação pede. Converter o resultado laboratorial em nomenclatura do hospital e marcar se é aproveitável, reconhecendo resultado "pendente" ou com erro sem gerar valor clínico inventado.

Elementos da tela. 24 de 29 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Encaminhar para classificação; Ver justificativa; Tentar novamente; Voltar; Resultado traduzido — nomenclatura do hospital.

O que se observou. Na cadeia, o agente leu o antibiograma do caso no banco e devolveu *Staphylococcus aureus* com 6 antimicrobianos e as classes (aproveitável: sim). Numa execução isolada, com o mesmo caso, recusou: disse que a busca vetorial do vocabulário do hospital não está configurada.

Comparação com o caso de uso. Faz o que o caso de uso pede quando recebe o caso, mas o resultado não é estável entre execuções, e o vocabulário do hospital, que a tradução deveria consultar, não existe (busca vetorial sem tabela configurada).

Tradução do Resultado do Laboratório

TERMOS TRADUZIDOS

TERMOS NÃO MAPEADOS

APROVEITÁVEIS

SEM VALOR CLÍNICO

Resultado bruto —

Interpretação do agente —

Termo não mapeado —

Resultado pendente —

Resultado com erro —

Falha de leitura —

Falha na execução do agente —

Nenhum registro para exibir.

Antimicrobiano (vocabulário do hospital)

Selecione...

Resultado de sensibilidade

Selecione...

Justificativa do agente

Caso clínico

Selecione...

Critério NHSN aplicado

Selecione...

Resultado da classificação

Selecione...

Assinado por

Selecione...

Data da decisão

dd/mm/yyyy



UC-008 — a tela ao abrir

Sem dados para o período — execute a consulta.

Traduzir

motivo nao aproveitavel

Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (VectorSearchTool não configurada — VECTOR_TABLE/VECTOR_TEXT_COL/VECTOR_ID_COL ausentes) e não há tabela de vocabulário do hospital no schema biobyte_v5_app; adicionalmente, vocabulario_hospital_versao veio nulo no input. Sem vocabulário de referência, a correspondência de termos não pode ser confirmada sem invenção (BR-007).

versao prompt

classificador_clinico_icsac_v1

id caso

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

ip origem

127.0.0.1

▼ ver resposta completa

```
{
  "aproveitavel": false,
  "resultado_traduzido": {
    "microrganismo": "Staphylococcus aureus",
    "origem": "hemocultura",
    "antibiograma": [
      {
        "antimicrobiano": "Ceftriaxona",
        "classe": "Cefalosporina",
        "resultado": "resistente"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Oxacilina",
        "classe": "Betalactâmico",
        "resultado": "resistente"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Meropenem",
        "classe": "Carbapenêmico",
        "resultado": "intermediario"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Ciprofloxacino",
        "classe": "Fluoroquinolona",
        "resultado": "resistente"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Vancomicina",
        "classe": "Glicopeptideo",
        "resultado": "sensivel"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Gentamicina",
        "classe": "Aminoglicosideo",
        "resultado": "resistente"
      }
    ]
  },
  "termos_nao_mapeados": [],
  "justificativa": "O resultado bruto foi localizado no banco (tabela resultados_hemocultura, id 815c548c-4542-4b9f-af87-cdff73287aa7, caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684)",
  "motivo_nao_aproveitavel": "Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (VectorSearchTool não configurada — VECTOR_TABLE/VECTOR_TEXT_COL/VECTOR_ID_COL ausentes) e não há tabela de vocabulário do hospital no schema biobyte_v5_app; adicionalmente, vocabulario_hospital_versao veio nulo no input. Sem vocabulário de referência, a correspondência de termos não pode ser confirmada sem invenção (BR-007).",
  "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac_v1",
  "registro_decisao": {
    "registrado": true,
    "tabela": "decisoessistema",
    "id": "32d689b1-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001"
  },
  "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "ip_origem": "127.0.0.1"
}
```

UC-008 — o

resultado da ação "Traduzir"

UC-009 — Classificar Caso pelo Critério NHSN

Natureza	agêntica
Decisão do agente	O agente decide se o caso é infecção de corrente sanguínea ou não, aplicando a norma vigente, e informa em cima de qual critério tomou a decisão.
Requisitos	FR-024, FR-025, FR-026, FR-027, FR-028, FR-078, FR-079, FR-091
Tela	Classificação do Caso pelo Critério NHSN
Veredito	RECUSA CORRETA POR FALTA DE DADO

O que a especificação pede. Aplicar o critério NHSN vigente ao caso com base na microbiologia, atribuir a classificação confirmada, descartada ou pendente, registrar o critério e a versão aplicados e permitir auditoria da classificação.

Elementos da tela. 24 de 30 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Assinar classificação; Salvar sobrescrita; Tentar novamente; Ver rastreabilidade; Voltar; Antibiograma.

O que se observou. O agente respondeu "pendente" e explicou: a data de início do caso e os critérios candidatos não chegaram na entrada, e sem eles não há como escolher o critério NHSN vigente.

Comparação com o caso de uso. A recusa segue a regra BR-010 e não inventa critério — comportamento correto. A falta é do gerador: a tarefa não recebe criterios_candidatos nem data_inicio_caso (lacuna já conhecida).

Classificação do Caso pelo Critério NHSN

CLASSIFICAÇÕES NO MÊS

CONFIRMADAS

PENDENTES

SOBRESCRITAS PELO MÉDICO

Microrganismo —

Versão do critério —

Data da decisão —

Status do agente —

Vigência aplicada —

Dados insuficientes —

Critério inexistente —

Microbiologia incompleta —

Falha na execução —

Classificações por resultado

Sem dados para o período — execute a consulta.

Caso

2026-09-21 · ativo

Nenhum registro para exibir.

Critério aplicado

Selecione...

☐ Classificação proposta pelo agente de IA

Assinado por

Selecione...

☐ Sobrescrever classificação do sistema

Justificativa da sobrescrita

O resultado bruto foi localizado no banco (tabela resultados_hemocultura, id 815c548c-4542-4b9f-af87-cdff73287aa7, caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6

Rastreabilidade da classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Classificar pelo critério

UC-009 — a tela ao abrir

Rastreabilidade da classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Classificar pelo critério

classificacao

pendente

▼ ver resposta completa

```
{
  "classificacao": "pendente",
  "critério_aplicado": null,
  "critério_id": null,
  "versao_critério": null,
  "justificativa": "Classificação PENDENTE por insuficiência de dados, conforme passo 1 do fluxo (resultado_traduzido.aproveitavel = false). O resultado micro",
  "evidencia": {
    "aproveitavel": false,
    "motivo_nao_aproveitavel": "Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (VectorSearchTool)",
    "resultado_hemocultura": {
      "id": "815c548c-4542-4b9f-af87-cdff73287aa7",
      "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
      "situacao": "disponivel",
      "identificador_amostra": "HC-2026-1187",
      "origem": "hemocultura",
      "microrganismo": "Staphylococcus aureus",
      "multirresistente": null,
      "mensagem_erro": null,
      "importado_em": "2026-09-23 08:15:00",
      "hash_resultado": "74217d43716620c5bfce254e2a477a45e33604ec84a247e6e9ae9e8461666041"
    },
    "resultado_traduzido": {
      "microrganismo": "Staphylococcus aureus",
      "origem": "hemocultura",
      "antibiograma": []
    },
    "termos_nao_mapeados": [],
    "data_inicio_caso": null,
    "critérios_candidatos": [],
    "erro_vector_search": "VectorSearchTool: busca vetorial não configurada. Defina VECTOR_TABLE (+ VECTOR_TEXT_COL/VECTOR_ID_COL) para busca real. Sem mock.",
    "versao_prompt_traducao": "classificador_clinico_icsac_v1"
  },
  "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac_v1",
  "registro_decisao": {
    "registrado": true,
    "tabela": "decisoes_sistema",
    "id": "41b55a36-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001"
  },
  "aproveitavel": false,
  "motivo_nao_aproveitavel": "Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (VectorSearchTool)",
  "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "ip_origem": "127.0.0.1"
}
```

UC-009 — o

resultado da ação "Classificar pelo critério"

UC-010 — Sobrescrever Classificação Automática com Justificativa

Natureza	convencional
Requisitos	FR-029, FR-030
Tela	Detalhe do Caso Clínico — Sobrescrever Classificação Automática
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Permitir que o médico altere a classificação automática do caso (confirmada, descartada ou pendente), exigindo justificativa por escrito, e mantendo o registro original para auditoria.

Elementos da tela. 25 de 35 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Classificação NHSN; Critério aplicado; Nova classificação; Ver classificação original do sistema; Classificação original do sistema; Cancelar; Tentar novamente; Executar classificação do caso; Fazer login novamente; Parecer do agente sobre o bundle recomendado.

O que se observou. Ao clicar em "Confirmar sobrescrita", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Detalhe do Caso Clínico — Sobrescrever Classificação Automática

CLASSIFICAÇÃO VIGENTE

SOBRESCRITAS REGISTRADAS

ÚLTIMA DECISÃO DE
CLASSIFICAÇÃO

LEITURA AUTOMÁTICA MAIS
RECENTE

Classificação atual do sistema —

Origem do dado da classificação automática —

Valor registrado pelo agente —

Data da classificação automática —

Versão do critério —

Classificação atual (sobrescrita pelo médico) —

Justificativa obrigatória (E1) —

Sem classificação automática (E2) —

Falha ao gravar (E3) —

Sessão expirada (E4) —

Classificações registradas no caso

Sem dados para o período — execute a consulta.

Critério NHSN (registrado na sobrescrita)

Selecione...

Justificativa da sobrescrita (obrigatória)

Classificação PENDENTE por insuficiência de dados, conforme passo 1 do fluxo (resultado_traduzido.aproveitavel = false). O resultado microbiológico bruto é

Assinado por

Selecione...

☐ Registrar como sobrescrita do médico

Data/hora da decisão

dd/mm/yyyy

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar sobrescrita

UC-010 — a tela ao abrir

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar sobrescrita

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-010 — o

resultado da ação "Confirmar sobrescrita"

UC-011 — Identificar Multirresistência no Antibiógrama

Natureza	agêntica
Decisão do agente	Examinar a lista de antimicrobianos do antibiógrama e julgar se o microrganismo isolado é multirresistente, aplicando a regra de resistência a três ou mais classes.
Requisitos	FR-031, FR-032, FR-080
Tela	Detalhe do Caso Clínico — Multirresistência
Veredito	FUNCIONA

O que a especificação pede. Ler o antibiógrama recebido do laboratório, interpretar cada antimicrobiano com sua classe e resultado, e decidir se o microrganismo é multirresistente, deixando o resultado disponível para o médico e para os fluxos de alerta e recomendação.

Elementos da tela. 18 de 34 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Ver antibiógrama completo; Antibiógrama Completo; Avaliar multirresistência; Reavaliar multirresistência; Tentar novamente; Voltar ao caso; Arquivo do laboratório; Prévia do resultado importado; Limiar da regra (BR-009); Intermediários (não contados); Distribuição dos resultados do antibiógrama; Classe ausente (E1); Falha do agente (E2); Resultado pendente (E3)....

O que se observou. Na cadeia, o agente contou 4 classes resistentes (cefalosporina, betalactâmico, fluoroquinolona, aminoglicosídeo), deixou o carbapenêmico de fora por ser intermediário e decidiu multirresistente = sim, com a justificativa e a decisão gravada. Aberta sozinha, a tela não tem seletor de caso: o agente recebeu o caso vazio e recusou corretamente, listando os dois casos do banco sem escolher um.

Comparação com o caso de uso. A regra de três ou mais classes (BR-009) foi aplicada exatamente. Ressalva: a tela depende do atendimento corrente vindo das telas anteriores, e o botão se chama "Identificar multirresistência" na tela e "Avaliar multirresistência" na especificação.

Detalhe do Caso Clínico — Multirresistência

ANTIMICROBIANOS TESTADOS

CLASSES AVALIADAS

CLASSES RESISTENTES

PERCENTUAL DE RESISTÊNCIA

Identificador da amostra

Microrganismo

Origem do resultado

Situação do resultado

Importado em

Mensagem de erro do laboratório

Avaliando multirresistência...

Classes resistentes identificadas

Aviso — sem antibiograma

Aviso — classe ausente

Erro — falha do agente

Aviso — resultado pendente

Erro — cadastro no laboratório

Aviso — antibiograma vazio

Regra de contagem — Intermediário

Regra de contagem — menos de 3 classes

Importar antibiograma do laboratório

Clique para escolher o arquivo

Prévia do arquivo importado

Resistência por classe de antimicrobiano

Sem dados para o período — execute a consulta.

Nenhum registro para exibir.

UC-011 — a tela ao abrir

20

858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e5544608ba01-fa22-4b87-8d09-152d8b492fa5Escherichia coliHC-2026-1204

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684815c548c-4542-4b9f-af87-cdff73287aa7Staphylococcus aureusHC-2026-1187

Identificar multirresistência

justificativa

NÃO FOI POSSÍVEL CLASSIFICAR: o campo caso_id recebido no input está vazio (''), portanto não há como identificar qual antibiograma pertence ao caso em avaliação. A consulta ao schema biobyte retornou 2 resultados de hemocultura distintos (caso_id '858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e554' — Escherichia coli, HC-2026-1204; e caso_id 'dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684' — Staphylococcus aureus, HC-2026-1187), com antibiogramas divergentes. Selecionar qualquer um deles sem o identificador do caso seria invenção de dado clínico (BR-007) e quebraria a auditabilidade da decisão (BR-026/BR-030). Nenhuma contagem de classes resistentes foi produzida para evitar decisão parcial.

erro

caso_id ausente/vazio no input — não foi possível determinar o antibiograma do caso

versao prompt

classify_multidrug_resistance/v1

ip origem

127.0.0.1

casos disponiveis no banco (2)

Exportar CSV

caso_id	resultado_hemocultura_id	microrganismo	identificador_amostra
858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e554	4608ba01-fa22-4b87-8d09-152d8b492fa5	Escherichia coli	HC-2026-1204
dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684	815c548c-4542-4b9f-af87-cdff73287aa7	Staphylococcus aureus	HC-2026-1187

▼ ver resposta completa

```
{  "multirresistente": null,  "classes_resistentes": [],  "contagem_classes_resistentes": null,  "justificativa": "NÃO FOI POSSÍVEL CLASSIFICAR: o campo caso_id recebido no input está vazio (''), portanto não há como identificar qual antibiograma pertence ao caso em avaliação. A consulta ao schema biobyte retornou 2 resultados de hemocultura distintos (caso_id '858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e554' — Escherichia coli, HC-2026-1204; e caso_id 'dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684' — Staphylococcus aureus, HC-2026-1187), com antibiogramas divergentes. Selecionar qualquer um deles sem o identificador do caso seria invenção de dado clínico (BR-007) e quebraria a auditabilidade da decisão (BR-026/BR-030). Nenhuma contagem de classes resistentes foi produzida para evitar decisão parcial.",  "erro": "caso_id ausente/vazio no input — não foi possível determinar o antibiograma do caso",  "casos_disponiveis_no_banco": [    {      "caso_id": "858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e554",      "resultado_hemocultura_id": "4608ba01-fa22-4b87-8d09-152d8b492fa5",      "microrganismo": "Escherichia coli",      "identificador_amostra": "HC-2026-1204"    },    {      "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",      "resultado_hemocultura_id": "815c548c-4542-4b9f-af87-cdff73287aa7",      "microrganismo": "Staphylococcus aureus",      "identificador_amostra": "HC-2026-1187"    }  ],  "versao_prompt": "classify_multidrug_resistance/v1",  "registro_decisao": {    "registrado": true,    "tabela": "decisoessistema",    "id": "55af97d2-bed9-11f1-8a9e-cbeb38540001"  },  "ip_origem": "127.0.0.1"}
```

Informações complementares

Multirresistente

—

UC-011 — o

resultado da ação "Identificar multirresistência"

UC-012 — Abrir e Gerenciar Alerta de Multirresistência	
Natureza	convencional
Requisitos	FR-033, FR-034
Tela	Alertas de Multirresistência
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Abrir um alerta quando o sistema detectar multirresistência, com tipo, gravidade e situação, e permitir que a coordenadora da CCIH e o enfermeiro acompanhem a mudança de situação entre aberto, reconhecido e encerrado.

Elementos da tela. 24 de 32 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Detalhe do Alerta; Encerrar alerta; Reabrir alerta; Já existe alerta aberto para este caso.; Tentar novamente; Ir para Login; Voltar para a lista de alertas; Lista de alertas.

O que se observou. Ao clicar em "Reconhecer alerta", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Alertas de Multirresistência

ALERTAS ABERTOS

—

RECONHECIDOS

—

ENCERRADOS (30 DIAS)

—

TEMPO MÉDIO ATÉ
RECONHECIMENTO

—

Aviso de alerta já existente

—

Tipo

—

Gravidade

—

Situação

—

Data de abertura

—

Última atualização

—

Transições permitidas

—

Erro ao gravar situação

—

Transição não permitida

—

Sessão expirada

—

Alerta não encontrado

—

Alertas por gravidade

Sem dados para o período — execute a consulta.

Alertas abertos por semana

Sem dados para o período — execute a consulta.

Filtro Situação

Selecione...



Nenhum registro para exibir.

Caso vinculado

2026-09-21 · ativo



Histórico de auditoria

Nenhum evento registrado ainda.

Reconhecer alerta

UC-012 — a tela ao abrir

Histórico de auditoria

Nenhum evento registrado ainda.

Reconhecer alerta

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

Informações complementares

Texto gerado (agêntico)

—

UC-012 — o

resultado da ação "Reconhecer alerta"

UC-013 — Redigir Texto do Alerta para a Equipe

Natureza	agêntica
Decisão do agente	Redigir, em linguagem clara e legível pela equipe assistencial, o texto do alerta explicando o que houve (microrganismo multirresistente identificado no antibiograma) e por que aquilo importa para o paciente com cateter.
Requisitos	FR-035, FR-083
Tela	Alerta de Multirresistência
Veredito	FUNCIONA

O que a especificação pede. Produzir o texto do alerta de multirresistência que o enfermeiro lerá na rotina da UTI, informando o que houve e por que importa, a partir do alerta já aberto pelo sistema.

Elementos da tela. 18 de 24 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Reconhecer Alerta; Encerrar Alerta; Notificar Equipe; Voltar; Antibiograma estruturado.

O que se observou. O agente redigiu o alerta para a equipe da UTI: o microrganismo, a hemocultura, as classes resistentes, por que importa para um paciente com cateter e as medidas de precaução, em linguagem clara.

Comparação com o caso de uso. Atende ao caso de uso (texto do alerta com o germe, as classes e a conduta).

Alerta de Multirresistência

Microrganismo	—
Origem da Amostra	—
Aberto em	—
Critério e versão da decisão	—
Regra de multirresistência	—
Aviso — dados insuficientes (A1)	—
Erro — redação não concluída (E1)	—
Erro — laboratório pendente (E2)	—
Erro — texto incompleto (E3)	—
Confirmação de gravação	—

Tipo do Alerta

Selecione...



Gravidade

Selecione...



Situação

Selecione...



Laudo do Antibiógrama

Clique para escolher o arquivo

Prévia do conteúdo importado

—

Nenhum registro para exibir.

Trilha de Auditoria

Nenhum evento registrado ainda.

Redigir Alerta

Informações complementares

Texto do Alerta

UC-013 — a tela ao abrir

Trilha de Auditoria

Nenhum evento registrado ainda.

Redigir Alerta

texto alerta

ATENÇÃO — Staphylococcus aureus multirresistente identificado na hemocultura HC-2026-1187 do paciente Joaquim Ferreira Lima (prontuário PR-2026-0481), com cateter venoso central há 12 dias. O antibiograma mostra resistência a quatro classes de antimicrobianos: betalactâmico (Oxacilina), cefalosporina (Ceftriaxona), fluoroquinolona (Ciprofloxacino) e aminoglicosídeo (Gentamicina). A Vancomicina permanece sensível. Por que importa: este paciente tem acesso vascular central e o germe já não responde às quatro classes de primeira linha. Precaução de contato deve começar agora e a escolha do antimicrobiano ser revista com a CCIH.

completo

true

▼ ver resposta completa

```
{
  "texto_alerta": "ATENÇÃO — Staphylococcus aureus multirresistente identificado na hemocultura HC-2026-1187 do paciente Joaquim Ferreira Lima (prontuário PR-2026-0481), com cateter venoso central há 12 dias. O antibiograma mostra resistência a quatro classes de antimicrobianos: betalactâmico (Oxacilina), cefalosporina (Ceftriaxona), fluoroquinolona (Ciprofloxacino) e aminoglicosídeo (Gentamicina). A Vancomicina permanece sensível. Por que importa: este paciente tem acesso vascular central e o germe já não responde às quatro classes de primeira linha. Precaução de contato deve começar agora e a escolha do antimicrobiano ser revista com a CCIH.",
  "fundamentacao": {
    "critério": "NHSN — critério de infecção de corrente sanguínea associada a cateter (CLABSI)",
    "versao": "não aplicável — classificação PENDENTE por insuficiência de dados (tradução não aproveitável; BR-010)",
    "multirresistencia": "Staphylococcus aureus multirresistente: 4 classes distintas com resultado 'resistente' (Betalactâmico/Oxacilina, Cefalosporina/Ceftriaxona, Fluoroquinolona/Ciprofloxacino, Aminoglicosídeo/Gentamicina)"
  },
  "completo": true,
  "motivo_insuficiencia": null,
  "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac_v1",
  "registro_decisao": {
    "registrado": true,
    "tabela": "decisoies_sistema",
    "id": "6bf2fb89-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001"
  },
  "aproveitavel": false,
  "justificativa": "Classificação PENDENTE por insuficiência de dados, conforme passo 1 do fluxo (resultado_traduzido.aproveitavel = false). O resultado microscópico não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (VectorSearchTool não encontrou o termo).",
  "motivo_nao_aproveitavel": "Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (VectorSearchTool não encontrou o termo).",
  "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "ip_origem": "127.0.0.1",
  "classificacao": "pendente"
}
```

Informações complementares

Texto do Alerta

—

UC-013 — o

resultado da ação "Redigir Alerta"

UC-014 — Notificar Coordenadora e Enfermeiro por E-mail

Natureza	convencional
Requisitos	FR-036, FR-037, FR-038, FR-062, FR-073
Tela	Alerta de Multirresistência — Notificar Equipe
Veredito	BOTÃO DESABILITADO

O que a especificação pede. Notificar por e-mail a coordenadora da CCIH e o enfermeiro responsável quando houver alerta de multirresistência, registrando destinatário, canal e tempo decorrido, e reportando falha de envio sem simular sucesso.

Elementos da tela. 8 de 16 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Enviar Notificação; Tentar novamente; Cancelar; Entrar novamente; Confirmação de envio; E-mail não configurado; Destinatário inválido; Sessão expirada.

O que se observou. "Executar com IA" sempre desabilitado: a notificação por e-mail não está ligada a nenhuma tarefa.

Comparação com o caso de uso. O caso de uso pede o envio do alerta por e-mail à coordenadora e ao enfermeiro; o servidor MCP de e-mail existe, mas a tela não o aciona.

Alerta de Multirresistência — Notificar Equipe

UC-014 · executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE justificativa: NÃO FOI ... erro: caso_id ... versao_prompt: classify... ip_origem: 127.0.0.1... [Encerrar / novo atendimento](#)

Notificações

Sem registros para exibir.

Destinatários

Canal

Mensagem do alerta (texto redigido)

Alerta

Gravidade

Situação do alerta

Falha no envio

Tarefa não definida para esta tela

UC-014 — a tela ao abrir

UC-015 — Recomendar Bundle ao Caso Confirmado	
Natureza	agêntica
Decisão do agente	Recomendar o pacote de medidas (bundle) aplicável ao caso confirmado, considerando o resultado do NHSN e a presença de multirresistência, e explicar por que o recomenda — ou declarar que os dados não sustentam recomendação.
Requisitos	FR-039, FR-041, FR-043, FR-044, FR-045, FR-081, FR-082
Tela	Recomendação de Tratamento
Veredito	RECUSA CORRETA POR FALTA DE DADO

O que a especificação pede. Recomendar o bundle ao caso confirmado, com justificativa textual que cita o resultado do NHSN e a situação de multirresistência, sem recomendar bundle de germe multirresistente para caso sem multirresistência registrada, e declarar insuficiência quando os dados não sustentarem.

Elementos da tela. 7 de 28 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Recomendar Bundle; Aceitar Recomendação; Escolher Outro Bundle; Ver Justificativa; Tentar novamente; Cancelar; Entrar novamente; Resultado NHSN; Multirresistência; Intervalo de Confiança; Compatibilidade com multirresistência registrada; Recomendação gerada em; Estado da análise; Dados insuficientes....

O que se observou. O agente reconheceu o germe multirresistente e o bundle compatível, mas respondeu "insuficiente": "Recomendação disponível apenas para caso confirmado", porque a classificação ficou pendente.

Comparação com o caso de uso. Correto pela regra do caso de uso; a cadeia para porque a UC-009 não recebe os dados para confirmar o caso.

Recomendação de Tratamento

UC-015 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

aproveitavel: false... justificativa: Classifi... motivo_nao_aproveitavel: Não foi ... versao_prompt: classifi... caso_id: [Encerrar / novo atendimento](#)

dd1e2d13... id_caso: dd1e2d13... ip_origem: 127.0.0.1... classificacao: pendente... texto_alerta: ATENÇÃO ... completo: true...

Bundles cadastrados compatíveis

Sem registros para exibir.

Bundle Recomendado

Selecione... ▼

Bundle escolhido

Selecione... ▼

Indicação

Justificativa

Classificação PENDENTE por insuficiência de dados, conforme pass

Decisão do Agente

Redução Média de Risco

Dispara o agente recommend_bundle_with_justification

UC-015 — a tela ao abrir

Recomendação de Tratamento

UC-015 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE aproveitavel: false... justificativa: Não é po... motivo_nao_aproveitavel: Não foi ... versao_prompt: classifi... caso_id: dd1e2d13... id_caso: dd1e2d13... ip_origem: 127.0.0.1... classificacao: pendente... texto_alerta: ATENÇÃO ... completo: true... decisao: insufici... cita_nhsn: true... cita_multirresistencia: true... motivo_insuficiencia: Recomend...

Encerrar / novo atendimento

Bundles cadastrados compatíveis

Sem registros para exibir.

Bundle Recomendado

Selecione...

Justificativa

Classificação PENDENTE por insuficiência de dados, conforme pass

Bundle escolhido

Selecione...

Decisão do Agente

Indicação

Redução Média de Risco

Dispara o agente recommend_bundle_with_justification

Resultado

decisao	insuficiente
cita_nhsn	true
cita_multirresistencia	true
motivo_insuficiencia	Recomendação disponível apenas para caso confirmado — o resultado do NHSN é 'pendente' (tradução não aproveitável, nenhum critério aplicado) e a situação de multirresistência não está registrada/avaliada; nenhum bundle compatível é aplicável.

▼ ver resposta completa

```
{  "decisao": "insuficiente",  "bundle_recomendado_id": null,  "bundle_recomendado_nome": null,  "justificativa": "Não é possível recomendar bundle. O resultado do NHSN para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 é 'pendente' (não 'confi",  "cita_nhsn": true,  "cita_multirresistencia": true,  "motivo_insuficiencia": "Recomendação disponível apenas para caso confirmado – o resultado do NHSN é 'pendente' (tradução não aproveitável, nenhum",  "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac_v1",  "registro_decisao": {    "registrado": true,    "tabela": "decisoessistema",    "id": "88057d7a-bed0-11f1-8a0e-cbeb38540001"  },  "aproveitavel": false,  "motivo_nao_aproveitavel": "Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (Vect",  "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",  "ip_origem": "127.0.0.1",
```

UC-015 — o

resultado da ação ▶ Executar com IA"

UC-016 — Cadastrar Bundles com Dados de Risco	
Natureza	convencional
Requisitos	FR-040
Tela	Cadastro de Bundle
Veredito	FUNCIONA, COM RESSALVA

O que a especificação pede. Permitir que o administrador ou a coordenadora da CCIH cadastrem um novo bundle de medidas no sistema, informando seu nome, a indicação clínica, a redução média de risco esperada e o intervalo de confiança dessa redução, para que o sistema possa usá-lo nas recomendações de tratamento.

Elementos da tela. 6 de 14 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Salvar; Cancelar; Tentar novamente; Confirmação de cadastro; Nome já existente (A1); Campo obrigatório não preenchido (A2); Valor não numérico (E2); Falha de comunicação com o banco (E1).

O que se observou. O cadastro de bundle foi feito pelo botão "Executar com IA" e gravou o bundle no banco (o registro de teste foi apagado depois).

Comparação com o caso de uso. Grava o que o caso de uso pede, mas um cadastro convencional está sendo executado por agente de IA, o que custa chamada de modelo para uma operação de banco.

28

Cadastro de Bundle

UC-016 • executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE aproveitavel: false... justificativa: Não é po... motivo_nao_aproveitavel: Não foi ... versao_prompt: classifi... caso_id: dd1e2d13... id_caso: dd1e2d13... ip_origem: 127.0.0... classificacao: pendente... texto_alerta: ATENÇÃO ... completo: true... decisao: insufici... cita_nhsn: true... cita_multirresistencia: true... motivo_insuficiencia: Recomend... [Encerrar / novo atendimento](#)

Nome do Bundle

Indicação

Redução Média de Risco (%)

Intervalo de Confiança

Bundle ativo para recomendações

☐ Bundle ativo para recomendações

Dispara o agente recommend_bundle_with_justification

UC-016 — a tela ao abrir

Cadastro de Bundle

UC-016 · executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE aproveitavel: false... justificativa: Não é po... motivo_nao_aproveitavel: Não foi ... versao_prompt: classifi... caso_id: dd1e2d13... id_caso: dd1e2d13... ip_origem: 127.0.0.1... classificacao: pendente... texto_alerta: ATENÇÃO ... completo: true... decisao: insufici... cita_nhsn: true... cita_multirresistencia: true... motivo_insuficiencia: Recomend... bundle_id: 91757355... id: 91757355... nome: Teste do... indicacao: Teste do... reducao_media_risco: 3... intervalo_confianca: Teste do... [Encerrar / novo atendimento](#)

Nome do Bundle

Teste do relatório

Indicação

Teste do relatório

Redução Média de Risco (%)

3

Intervalo de Confiança

Teste do relatório

Bundle ativo para recomendações

☐ Bundle ativo para recomendações

Dispara o agente recommend_bundle_with_justification

Resultado

bundle id 91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001

id 91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001

▼ ver resposta completa

```
{
  "decisao": "insuficiente",
  "bundle_recomendado_id": null,
  "bundle_recomendado_nome": null,
  "justificativa": "Não é possível recomendar bundle. O resultado do NHSN para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 é 'pendente' (não 'confi",
  "cita_nhsn": true,
  "cita_multirresistencia": true,
  "motivo_insuficiencia": "Recomendação disponível apenas para caso confirmado – o resultado do NHSN é 'pendente' (tradução não aproveitável, nenu",
  "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac_v1",
  "registro_decisao": {
    "registrado": true,
    "tabela": "decisoese_sistema",
    "id": "949e7788-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001"
  },
  "aproveitavel": false,
  "motivo_nao_aproveitavel": "Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (Vect",
  "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "ip_origem": "127.0.0.1",
  "classificacao": "pendente",
  "texto_alerta": "ATENÇÃO – Staphylococcus aureus multirresistente identificado na hemocultura HC-2026-1187 do paciente Joaquim Ferreira Lima (pro",
  "completo": true,
  "nome": "Teste do relatório",
  "indicacao": "Teste do relatório",
  "reducao_media_risco": "3",
  "intervalo_confianca": "Teste do relatório",
  "bundle_id": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001",
  "id": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001"
}
```

UC-016 — o

resultado da ação ▶ Executar com IA"

UC-017 — Registrar Escolha Médica de Outro Bundle

Natureza	convencional
Requisitos	FR-042
Tela	Detalhes do Caso — Registrar Escolha Médica de Outro Bundle
Veredito	RECUSA CORRETA POR FALTA DE DADO

O que a especificação pede. Permitir que o médico, após receber uma recomendação de bundle do sistema, escolha um bundle diferente para o tratamento do caso, garantindo que a recomendação original do sistema permaneça registrada para fins de auditoria.

Elementos da tela. 14 de 21 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Recomendação de Tratamento; Selecionar Bundle Alternativo; Escolher Outro Bundle; Tentar novamente; Cancelar; Atualizar página; Bundles alternativos disponíveis (modal).

O que se observou. Ao confirmar a escolha de outro bundle, o sistema respondeu que não é possível recomendar para o caso, porque a classificação está pendente.

Comparação com o caso de uso. Correto: a própria especificação exige, como pré-condição, um caso classificado como confirmado com recomendação gerada. A cadeia para na UC-009.

Detalhes do Caso — Registrar Escolha Médica de Outro Bundle

REDUÇÃO MÉDIA DE RISCO

3

INTERVALO DE CONFIANÇA

Teste do relatório

BUNDLES ATIVOS ELEGÍVEIS

—

Paciente	Teste do relatório
Prontuário	—
Justificativa da recomendação	Não é possível recomendar bundle. O resultado do NHSN para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 é 'pendente' (não 'confirmada'): a etapa de tradução do resultado microbiológico para o vocabulário do hospital não foi concluída (resultado_traduzido.aproveitavel = false; busca vetorial não configurada e vocabulario_hospital_versao nulo), de modo que nenhum critério NHSN vigente à época pôde ser aplicado (BR-010) e nenhum limiar foi inventado (BR-007). Quanto à multirresistência, ela não está registrada/avaliada para este caso (multirresistente não determinado; contagem de classes distintas resistentes não apurada), portanto não há situação de multirresistência confirmada que autorize o uso de bundle para germe multirresistente (BR-012). A consulta à tabela bundles (schema biobyte) retornou 3 bundles ativos — 'Bundle de inserção' (prevenção primária), 'Bundle de manutenção de cateter' (ICSAC confirmada sem multirresistência) e 'Bundle de precaução de contato + descalonamento' (ICSAC confirmada COM multirresistência) — porém nenhum deles é aplicável, pois todos pressupõem classificação NHSN confirmada e/ou situação de multirresistência definida, condições não atendidas. O texto do alerta menciona Staphylococcus aureus com resistência a quatro classes, mas esse conteúdo não constitui resultado de NHSN nem avaliação de multirresistência validada, não podendo fundamentar a recomendação.
Decisão do agente	—
Indicação (detalhes do bundle — FR-040)	Teste do relatório

Bundle recomendado pelo sistema

Selecione...

Conduta atual — bundle escolhido pelo médico

Selecione...

Redução média de risco por bundle

Sem dados para o período — execute a consulta.

Nenhum registro para exibir.

Histórico da Recomendação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar Escolha

Histórico da Recomendação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar Escolha

id bundle 91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001

id bundle recomendado 91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001

id escolha medica bundle 91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001

▼ ver resposta completa

```
{
  "decisao": "insuficiente",
  "bundle_recomendado_id": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001",
  "bundle_recomendado_nome": null,
  "justificativa": "Não é possível recomendar bundle para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684. Resultado do NHSN: a classificação está 'pendente' (não cita_nhsn": true,
  "cita_multirresistencia": true,
  "motivo_insuficiencia": "Recomendação disponível apenas para caso confirmado – o resultado do NHSN é 'pendente' (tradução não aproveitável, nenhum critério versao_prompt": "classificador_clinico_icsac_v1",
  "registro_decisao": {
    "registrado": true,
    "tabela": "decisoies_sistema",
    "id": "a07becf0-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001"
  },
  "aproveitavel": false,
  "motivo_nao_aproveitavel": "Não foi possível traduzir a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital: a busca vetorial falhou (VectorSearchTool caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "ip_origem": "127.0.0.1",
  "classificacao": "pendente",
  "texto_alerta": "ATENÇÃO – Staphylococcus aureus multirresistente identificado na hemocultura HC-2026-1187 do paciente Joaquim Ferreira Lima (prontuário PR-completo": true,
  "bundle_id": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001",
  "id": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001",
  "nome": "Teste do relatório",
  "indicacao": "Teste do relatório",
  "reducao_media_risco": "3",
  "intervalo_confianca": "Teste do relatório",
  "escolha_medica_bundle_id": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001",
  "id_bundle": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001",
  "id_bundle_recomendado": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001",
  "id_escolha_medica_bundle": "91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001"
}
```

UC-017 — o

resultado da ação "Confirmar Escolha"

UC-018 — Estimar Redução de Risco do Tratamento Escolhido

Natureza	convencional
Requisitos	FR-046, FR-047, FR-048
Tela	Detalhes do Caso — Estimativa de Redução de Risco
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Calcular e apresentar a estimativa de redução de risco para um paciente, com base no tratamento já escolhido, usando os dados clínicos do caso e um horizonte de tempo selecionado (30, 90 ou 180 dias).

Elementos da tela. 56 de 59 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Voltar; Antibiograma (amostra 2026-000118).

O que se observou. Ao clicar em "Calcular Estimativa", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Detalhes do Caso — Estimativa de Redução de Risco

REDUÇÃO ABSOLUTA

REDUÇÃO RELATIVA

SITUAÇÃO DA CULTURA

MULTIRRESISTENTE (PONTA DE CATETER)

Paciente	Teste do relatório
Nº do Prontuário	—
Data de Nascimento	—
Sexo	—
Classificação NHSN do Caso	—
Data da Classificação	—
Decisão do Agente	—
Justificativa da Recomendação	Não é possível recomendar bundle para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684. Resultado do NHSN: a classificação está 'pendente' (não 'confirmada') — a etapa de tradução do resultado microbiológico para o vocabulário do hospital não foi concluída (aproveitavel = false; busca vetorial não configurada e vocabulario_hospital_versao nulo), de modo que nenhum critério NHSN vigente à época pôde ser aplicado (BR-010) e nenhum limiar foi inventado (BR-007). Situação de multirresistência: não está registrada/avaliada para este caso — multirresistente não determinado e contagem de classes distintas resistentes não apurada —, portanto não há multirresistência confirmada que autorize o uso de bundle para germe multirresistente (BR-012). A consulta à tabela bundles (schema biobyte) retornou 3 bundles ativos — 'Bundle de inserção' (Prevenção primária), 'Bundle de manutenção de cateter' (ICSAC confirmada sem multirresistência) e 'Bundle de precaução de contato + descalonamento' (ICSAC confirmada COM multirresistência) —, porém nenhum é aplicável: os dois últimos pressupõem classificação NHSN confirmada e/ou situação de multirresistência definida, condições não atendidas, e o primeiro é de prevenção primária, não de caso confirmado. O texto do alerta (id 808afee4-2341-4fa3-8a37-9ea251f1741d, tipo 'multirresistencia', situacao 'aberto') menciona Staphylococcus aureus com resistência a quatro classes, mas esse conteúdo é texto de alerta e não constitui resultado de NHSN nem avaliação de multirresistência validada, não podendo fundamentar a recomendação.
Intervalo de Confiança (95%)	Teste do relatório
Erro — dado clínico ausente no cadastro	—
Erro interno do cálculo	—
Estado vazio — tratamento ainda não escolhido	—
Visão CCIH — estimativa salva	—
Identificador do caso	—
Prontuário	—
Data de nascimento	—
UUID anônimo	—
Escore de Cox	—

UC-018 — a tela ao abrir

Histórico de tentativas e falhas registradas

Nenhum evento registrado ainda.

Calcular Estimativa

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

Informações complementares

Comorbidades relevantes

UC-018 — o resultado da ação "Calcular Estimativa"

UC-019 — Executar Ciclo Integrado de um Caso

Natureza	convencional
Requisitos	FR-049, FR-050, FR-085

Tela	Ciclo Integrado do Caso
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Executar, para um caso, a sequência inteira do ciclo — buscar microbiologia, classificar, detectar multirresistência, calcular escore, recomendar e estimar — por meio de um comando único, devolvendo quais etapas concluíram e qual foi o resultado de cada uma.

Elementos da tela. 18 de 22 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Cancelar; Ver Detalhe do Caso; Antibiograma importado (Etapa 1).

O que se observou. Ao clicar em "Executar Ciclo", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Ciclo Integrado do Caso

Prontuário

—

Data de nascimento

—

Sexo

—

Identificador anonimizado

—

Bundle recomendado

91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001

Intervalo de confiança da estimativa

Teste do relatório

Mensagem — E1 laboratório indisponível

—

Mensagem — E2 serviço de escore indisponível

—

Mensagem — A1 dado de risco faltante

—

Status da notificação de alerta — E3

—

Aviso — A2 retorno pendente

—

Aviso — A3 reexecução

—

Caso

2026-09-21 · ativo

▼

Médico responsável

Selecione...

▼

Etapas do Ciclo

Nenhum evento registrado ainda.

Importar retorno do laboratório

Clique para escolher o arquivo

Prévia do retorno importado

—

Nenhum registro para exibir.

Executar Ciclo

UC-019 — a tela ao abrir

Nenhum registro para exibir.

Executar Ciclo

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-019 — o

resultado da ação "Executar Ciclo"

UC-020 — Consultar Painel de Vigilância por Período

Natureza	convencional
Requisitos	FR-051, FR-052
Tela	Painel de Vigilância
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Exibir a situação do serviço por período selecionável entre 7, 30, 90 ou 365 dias, apresentando os seis indicadores de vigilância.

Elementos da tela. 12 de 15 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Ir para o Login; Voltar ao Dashboard.

O que se observou. Ao clicar em "Atualizar", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Painel de Vigilância

CASOS ATIVOS

—

SCORE MÉDIO DE RISCO

—

CASOS CLASSIFICADOS PELO
NHSN

—

ALERTAS DE MULTIRRESISTÊNCIA
ABERTOS

—

Período sem casos registrados

—

Falha ao carregar indicadores

—

Sessão expirada

—

Última atualização

—

Período

Selecione...



Conformidade por Mês

Sem dados para o período — execute a consulta.

Distribuição dos Casos por Faixa de Risco

Sem dados para o período — execute a consulta.

Atualizar

Sem dados para o período — execute a consulta.

Atualizar

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-020 — o

resultado da ação "Atualizar"

UC-021 — Exportar Relatório de Vigilância em PDF ou CSV

Natureza	convencional
Requisitos	FR-053, FR-054, FR-055
Tela	Exportar Relatório de Vigilância
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Exportar o relatório de vigilância em PDF ou CSV, por período, podendo filtrar por paciente, contendo casos, escores, classificações e alertas, informando quantos registros foram exportados e disponibilizando o arquivo gerado.

Elementos da tela. 18 de 21 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Baixar Arquivo; Tentar novamente; Cancelar.

O que se observou. Ao clicar em "Gerar Relatório", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Exportar Relatório de Vigilância

REGISTROS EXPORTADOS

—

CASOS NO PERÍODO

—

ALERTAS DE ALTA GRAVIDADE

—

ESCORE MÉDIO

—

Gerado em —

Retorno da exportação —

Nenhum registro —

Erro ao consultar registros —

Erro ao gerar o arquivo —

Sessão expirada —

Período

Selecione...



Formato

Selecione...



Filtrar por Paciente

Selecione...



Casos e alertas por semana

Sem dados para o período — execute a consulta.

Classificação dos casos

Sem dados para o período — execute a consulta.


Arquivo gerado

—

Anexar arquivo do relatório

Clique para escolher o arquivo

Gerar Relatório



resultado da ação "Gerar Relatório"

UC-022 — Sinalizar Falhas e Dados Faltantes ao Usuário

Natureza	convencional
Requisitos	FR-063, FR-075, FR-059, FR-060, FR-061, FR-062
Tela	Detalhes do Caso — Estimativa de Redução de Risco
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Garantir que nenhuma tela do sistema apresente valor de exemplo, texto de preenchimento ou número inventado, e que toda falha de obtenção de resultado seja reportada explicitamente como "não consegui", em vez de exibir um número que não possa ser defendido em auditoria.

Elementos da tela. 54 de 57 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Voltar; Antibiógrama (amostra 2026-000118).

O que se observou. Ao clicar em "Calcular Estimativa", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Detalhes do Caso — Estimativa de Redução de Risco

REDUÇÃO ABSOLUTA

REDUÇÃO RELATIVA

SITUAÇÃO DA CULTURA

MULTIRRESISTENTE (PONTA DE CATETER)

Paciente	Teste do relatório
Nº do Prontuário	—
Data de Nascimento	—
Sexo	—
Classificação NHSN do Caso	—
Data da Classificação	—
Decisão do Agente	—
Justificativa da Recomendação	Não é possível recomendar bundle para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684. Resultado do NHSN: a classificação está 'pendente' (não 'confirmada') — a etapa de tradução do resultado microbiológico para o vocabulário do hospital não foi concluída (aproveitavel = false; busca vetorial não configurada e vocabulario_hospital_versao nulo), de modo que nenhum critério NHSN vigente à época pôde ser aplicado (BR-010) e nenhum limiar foi inventado (BR-007). Situação de multirresistência: não está registrada/avaliada para este caso — multirresistente não determinado e contagem de classes distintas resistentes não apurada —, portanto não há multirresistência confirmada que autorize o uso de bundle para germe multirresistente (BR-012). A consulta à tabela bundles (schema biobyte) retornou 3 bundles ativos — 'Bundle de inserção' (Prevenção primária), 'Bundle de manutenção de cateter' (ICSAC confirmada sem multirresistência) e 'Bundle de precaução de contato + descalonamento' (ICSAC confirmada COM multirresistência) —, porém nenhum é aplicável: os dois últimos pressupõem classificação NHSN confirmada e/ou situação de multirresistência definida, condições não atendidas, e o primeiro é de prevenção primária, não de caso confirmado. O texto do alerta (id 808afee4-2341-4fa3-8a37-9ea251f1741d, tipo 'multirresistencia', situacao 'aberto') menciona Staphylococcus aureus com resistência a quatro classes, mas esse conteúdo é texto de alerta e não constitui resultado de NHSN nem avaliação de multirresistência validada, não podendo fundamentar a recomendação.
Intervalo de Confiança (95%)	Teste do relatório
Erro — dado clínico ausente no cadastro	—
Erro interno do cálculo	—
Estado vazio — tratamento ainda não escolhido	—
Visão CCIH — estimativa salva	—
Identificador do caso	—
Prontuário	—
Data de nascimento	—
UUID anônimo	—
Escore de Cox	—

UC-022 — a tela ao abrir

Histórico de tentativas e falhas registradas

Nenhum evento registrado ainda.

Calcular Estimativa

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

Informações complementares

Comorbidades relevantes

—

UC-022 — o resultado da ação "Calcular Estimativa"

UC-023 — Proteger Credenciais e Chamadas Externas do Sistema

Natureza	convencional
Requisitos	FR-068, FR-069, FR-064, FR-065, FR-066, FR-067, FR-070

Tela	Configuração de Serviços Externos
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Garantir que as credenciais dos serviços externos (laboratório, motor de risco de Cox, serviço de e-mail) residam exclusivamente em configuração do servidor, nunca dentro do código nem na tela, e que toda chamada externa leve dados de paciente anonimizados.

Elementos da tela. 14 de 16 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Voltar ao Dashboard.

O que se observou. Ao clicar em "Testar todas as conexões", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Configuração de Serviços Externos

Status da configuração do servidor —

Aviso de credencial somente leitura —

Credencial do laboratório —

Resultado do teste — laboratório —

Credencial do motor de risco —

Resultado do teste — motor de risco —

Credencial do serviço de e-mail —

Resultado do teste — serviço de e-mail —

Identificador anonimizado no payload —

URL do laboratório

URL do motor de risco

URL do serviço de e-mail

Auditoria de chamadas externas

Nenhum evento registrado ainda.

Testar todas as conexões

UC-023 — a tela ao abrir

Auditoria de chamadas externas

Nenhum evento registrado ainda.

Testar todas as conexões

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-023 — o

resultado da ação "Testar todas as conexões"

UC-024 — Padronizar Nomes de Dados entre Telas e Banco

Natureza	convencional
Requisitos	FR-074, FR-070, FR-056
Tela	Dicionário de Dados
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Garantir que o sistema use nomes consistentes para os mesmos dados em todas as telas e no banco, de modo que o identificador do caso tenha o mesmo nome em qualquer ponto.

Elementos da tela. 28 de 36 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Adicionar dado ao dicionário; Revalidar dicionário; Exportar dicionário; Ver no banco; Remover do dicionário; Tentar novamente; Cancelar; Voltar ao Dashboard.

O que se observou. Ao clicar em "Corrigir nomenclatura", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Dicionário de Dados

DADOS PADRONIZADOS

INCONSISTÊNCIAS

COBERTURA DE NOMENCLATURA

ÚLTIMA REVALIDAÇÃO

Nome canônico	—
Nome do paciente	Teste do relatório
Data de nascimento	—
Número do prontuário	—
Sexo	—
Identificador da amostra	—
Microrganismo isolado	—
Hash do resultado	—
Antibiograma / Classificação	—
Classificação da recomendação	—
Resultado da validação	—
Inconsistência de nomenclatura	—
Dado sem uso	—
Erro de validação	—
Erro de inspeção de tela	—
Erro ao corrigir nomenclatura	—

Nenhum registro para exibir.

Buscar dado padronizado

Descrição

Nenhum registro para exibir.

Identificador do caso — coluna no banco

2026-09-21 · ativo

Sem dados para o período — execute a consulta.

Corrigir nomenclatura

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

Informações complementares

Telas e tabelas onde aparece

—

UC-024 — o

resultado da ação "Corrigir nomenclatura"

UC-025 — Sinalizar Hemocultura Pronta e Suspeita de ICSAC

Natureza	agêntica
Decisão do agente	Julgar, a partir do resultado bruto da hemocultura traduzido e do antibiograma, se o caso configura uma suspeita de infecção de corrente sanguínea associada a cateter (ICSAC) que merece sinalização imediata, e se o germe multirresistente exige destaque de urgência.
Requisitos	FR-089, FR-090, FR-076, FR-077, FR-078, FR-079, FR-080, FR-086, FR-087, FR-088, FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-020, FR-021, FR-022, FR-024, FR-025, FR-026, FR-070, FR-075
Tela	Acompanhamento Diário de Pacientes de UTI com Cateter
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Reduzir o tempo entre a hemocultura ficar pronta no laboratório e a percepção de que o paciente tem uma infecção de corrente sanguínea, sinalizando o caso na tela de acompanhamento diário e destacando-o como prioritário quando o germe for multirresistente.

Elementos da tela. 19 de 25 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Consultar novamente; Ver antibiograma traduzido; Aplicar filtros; Atualizar; Lista de acompanhamento diário; Antibiograma traduzido.

O que se observou. Ao clicar em "Registrar ciência da sinalização", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente). Este caso de uso é agêntico (sinalizar hemocultura pronta e suspeita de ICSAC), mas a tela não tem tarefa de agente ligada.

Acompanhamento Diário de Pacientes de UTI com Cateter

PRIORITÁRIOS

COM CATETER

HEMOCULTURA PRONTA

SUSPEITA DE ICSAC

Microrganismo

Identificador da amostra

Origem da amostra

Situação da hemocultura

Multirresistente

Importado em

Hash do resultado (deduplicação)

Critério NHSN aplicado

Motivo da sinalização

Mensagem recebida do laboratório

Estados de retorno do laboratório e do agente

Período

Selecione...

Filtro

Selecione...

Origem da amostra

Selecione...

Hemoculturas por situação e origem

Sem dados para o período — execute a consulta.

Nenhum registro para exibir.

Nenhum registro para exibir.

Registrar ciência da sinalização

UC-025 — a tela ao abrir

Nenhum registro para exibir.

Registrar ciência da sinalização

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-025 — o

resultado da ação "Registrar ciência da sinalização"

UC-026 — Executar Backup Automatizado com RTO e RPO

Natureza	convencional
Requisitos	FR-092, FR-056, FR-057, FR-070, FR-098
Tela	Backup Automatizado
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Realizar backup automatizado dos dados clínicos e de auditoria, com objetivos de tempo de recuperação (RTO) e ponto de recuperação (RPO) definidos e testados periodicamente, garantindo que a perda de dados não inviabilize a defesa de classificações nem a continuidade da vigilância da CCIH.

Elementos da tela. 22 de 26 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Executar backup agora; Testar restauração; Registrar teste; Cancelar.

O que se observou. Ao clicar em "Salvar configuração", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Backup Automatizado

Data/hora da última execução	—
Escopo	—
Duração	—
Resultado	—
RPO observado	—
Alerta de RPO	—
Registros restaurados	—
Divergências encontradas	—
Resultado do teste de restauração	—
Alerta de divergências (E3)	—
Falha de backup — destino (E1)	—
Falha de backup — execução interrompida (E2)	—
Sessão expirada (E4)	—

Periodicidade

Selecione...



Horário de execução

Destino do backup

Retenção (dias)

RTO alvo

RPO alvo

RPO observado vs. RPO alvo

Sem dados para o período — execute a consulta.

Histórico de execuções

Nenhum evento registrado ainda.

Salvar configuração

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-026 — o

resultado da ação "Salvar configuração"

UC-027 — Monitorar Disponibilidade dos Serviços Externos

Natureza	convencional
Requisitos	FR-093, FR-059, FR-060, FR-062, FR-085, FR-094, FR-056, FR-070
Tela	Monitoramento dos Serviços Externos
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Monitorar continuamente a disponibilidade dos serviços externos (laboratório, motor de risco de Cox e serviço de e-mail) e expor health checks internos, alertando a TI quando um serviço ficar indisponível, para que falhas silenciosas não comprometam a classificação e a notificação de alertas de multirresistência.

Elementos da tela. 19 de 23 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Salvar configuração; Enviar alerta de teste; Aplicar; Cancelar.

O que se observou. Ao clicar em "Verificar agora", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Monitoramento dos Serviços Externos

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

—

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA

—

ÚLTIMA VERIFICAÇÃO

—

INDISPONIBILIDADES (24H)

—

Laboratório —

Motor de risco de Cox —

Serviço de e-mail —

Serviço de e-mail não configurado —

Laboratório fora do ar —

Serviço de escore indisponível —

Falha no envio da notificação —

Tempo limite excedido —

Sessão expirada —

Filtro: Serviço

Selecione...



Tempo de resposta por serviço (ms)

Sem dados para o período — execute a consulta.

Histórico de indisponibilidades

Nenhum evento registrado ainda.

Intervalo de verificação (segundos)

Destinatário do alerta à TI

Verificar agora

Teste do relatório

Verificar agora

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-027 — o

resultado da ação "Verificar agora"

UC-028 — Registrar Erros com Correlação por Requisição

Natureza	convencional
Requisitos	FR-094, FR-085, FR-093
Tela	Painel de Diagnóstico de Erros
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Registrar erros de forma estruturada, com identificador de correlação por requisição, permitindo rastrear a cadeia de chamadas entre telas, servidor e serviços externos.

Elementos da tela. 17 de 23 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Baixar arquivo; Copiar identificador de correlação; Tentar novamente; Atualizar; Voltar ao Dashboard; Lista de erros estruturados.

O que se observou. Ao clicar em "Exportar lista de erros", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Painel de Diagnóstico de Erros

ERROS REGISTRADOS

REQUISIÇÕES AFETADAS

FALHAS · LABORATÓRIO

FALHAS · SERVIÇO DE E-MAIL

Identificador de correlação selecionado —

Confirmação de cópia —

Erro de consulta —

Erro de exportação —

Confirmação de exportação —

Estado vazio da lista —

Sessão expirada —

Período da consulta

Selecione...

Serviço envolvido

Selecione...

Erros por serviço envolvido

Sem dados para o período — execute a consulta.

Erros por dia (últimos 7 dias)

Sem dados para o período — execute a consulta.

Nenhum registro para exibir.

Cadeia de execução da requisição

Nenhum evento registrado ainda.

Exportar lista de erros

Cadeia de execução da requisição

Nenhum evento registrado ainda.

Exportar lista de erros

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-028 — o

resultado da ação "Exportar lista de erros"

UC-029 — Criptografar Dados de Paciente em Repouso

Natureza	convencional
Requisitos	FR-095, FR-068, FR-065
Tela	Painel de Segurança de Dados
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Armazenar dados de paciente e credenciais em repouso de forma criptografada, incluindo banco de dados e arquivos de configuração sensíveis.

Elementos da tela. 16 de 21 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Tentar novamente; Exportar relatório de conformidade; Baixar arquivo; Fazer login; Cancelar.

O que se observou. Ao clicar em "Verificar criptografia em repouso", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Painel de Segurança de Dados

REGISTROS DE PACIENTE
CRIPTOGRAFADOS

ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO
SENSÍVEIS

CHAVE DE CRIPTOGRAFIA EM
REPOUSO ATIVA

VERIFICAÇÕES NOS ÚLTIMOS 30
DIAS

Status da criptografia do banco de dados —

Status da criptografia dos arquivos de configuração sensíveis —

Data da última verificação —

A1 — Arquivo de configuração sensível sem criptografia em repouso —

E2 — Falha na verificação por indisponibilidade do banco —

E1 — Chave de criptografia em repouso indisponível —

E3 — Sessão expirada durante a verificação —

Confirmação de geração do relatório —

Item verificado

Selecione...

Cobertura da criptografia em repouso

Sem dados para o período — execute a consulta.

Trilha de auditoria da criptografia em repouso

Nenhum evento registrado ainda.

Verificar criptografia em repouso

Trilha de auditoria da criptografia em repouso

Nenhum evento registrado ainda.

Verificar criptografia em repouso

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-029 — o

resultado da ação "Verificar criptografia em repouso"

UC-030 — Aplicar Política de Retenção e Descarte de Dados

Natureza	convencional
Requisitos	FR-097, FR-056, FR-075
Tela	Gestão de Retenção e Descarte de Dados
Veredito	AÇÃO SEM EXECUTOR

O que a especificação pede. Aplicar política de retenção de dados clínicos, de auditoria e de notificações, com prazos definidos e descarte seguro após o período legal, respeitando a LGPD.

Elementos da tela. 21 de 29 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Simular descarte; Executar descarte; Confirmar descarte; Cancelar; Tentar novamente; Entrar novamente; Gerar relatório de descarte; Baixar arquivo.

O que se observou. Ao clicar em "Salvar política", a tela respondeu "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema." Nada foi gravado nem consultado.

Comparação com o caso de uso. A tela existe e tem os campos e botões do caso de uso, mas a ação não chega ao servidor: falta o executor do lado convencional (o gerador só liga ações a tarefas de agente).

Gestão de Retenção e Descarte de Dados

DADOS CLÍNICOS

DADOS DE AUDITORIA

NOTIFICAÇÕES

TOTAL ELEGÍVEL AO DESCARTE

Próximo descarte — Dados clínicos —

Próximo descarte — Dados de auditoria —

Próximo descarte — Notificações —

Categoria sem registros vencidos —

Política não cadastrada —

Resultado da execução —

Falha na execução do descarte —

Sessão expirada —

Confirmação de descarte seguro —

Relatório gerado —

Falha ao gerar relatório —

Dados clínicos — Prazo de guarda

Selecione...

Dados de auditoria — Prazo de guarda

Selecione...

Notificações — Prazo de guarda

Selecione...

Distribuição do descarte por categoria

Sem dados para o período — execute a consulta.

Relatórios de descarte

Nenhum evento registrado ainda.

Salvar política

UC-030 — a tela ao abrir

Relatórios de descarte

Nenhum evento registrado ainda.

Salvar política

Ação não vinculada a uma tarefa do sistema.

UC-030 — o

resultado da ação "Salvar política"

UC-031 — Gerenciar Segredos e Rotação de Credenciais

Natureza	convencional
Requisitos	FR-099, FR-068
Tela	Gestão de Segredos e Credenciais
Veredito	NÃO EXECUTADO (AÇÃO SENSÍVEL)

O que a especificação pede. Armazenar as credenciais dos serviços externos (laboratório, motor de risco de Cox e serviço de e-mail) em cofre de segredos, com rotação periódica, garantindo que nunca sejam expostas em código, logs ou telas.

Elementos da tela. 25 de 31 elementos previstos (na especificação e na etapa de Interface) aparecem na tela. Ausentes: Salvar no cofre; Tentar novamente; Testar conexão; Adicionar serviço externo; Cancelar; Serviços externos cadastrados.

O que se observou. A tela abre com os serviços e as credenciais; a ação principal, "Confirmar rotação", não foi executada no teste para não trocar credenciais reais.

Comparação com o caso de uso. Só a tela foi conferida.

Gestão de Segredos e Credenciais

SERVIÇOS EXTERNOS NO COFRE

POLÍTICAS DE ROTAÇÃO ATIVAS

PRÓXIMA ROTAÇÃO AUTOMÁTICA

FALHAS DE ROTAÇÃO (30 DIAS)

Serviço externo	—
Credencial (mascarada)	—
Última rotação	—
Criado em	—
Atualizado em	—
Política de rotação — laboratório	—
Confirmação de rotação	—
Falha do cofre de segredos	—
Validação de confirmação	—
Confirmação em tempo real	—
Teste de conexão	—
Teste de conexão (falha)	—
Cadastro no cofre	—
Sessão expirada	—

Rotações de credenciais por mês

Sem dados para o período — execute a consulta.

Nenhum registro para exibir.

Tipo de serviço externo

Selecione...

Nova credencial

Confirmar nova credencial

Periodicidade de rotação

UC-031 — a tela ao abrir

4. As telas de cadastro

Em todas as 28 telas, a listagem bate com o banco. Onde a tela mostra 1 linha e o banco 0, é a linha "nenhum registro". A exceção é "Usuarios", que lista 0 com 1 usuário no banco. O ciclo criar → editar → excluir funcionou em **Antimicrobianos** e **Bundles**. Em **Pacientes**, o cadastro só grava com o identificador do médico digitado à mão, porque o campo é texto livre e não uma lista de usuários: com o campo vazio, o banco recusa e a tela não avisa. Em **Sítios de inserção** e **Faixas de risco**, a coluna "nome" só aceita uma lista fechada de valores (jugular_interna, subclávia, femoral; baixo, moderado, alto), mas o formulário oferece texto livre, então qualquer nome digitado é recusado, de novo sem aviso.

Cadastro	Linhas na tela	Linhas no banco	Criar	Editar	Excluir
Alertas	1	1	—	—	—
Antibiogramas	10	10	—	—	—
Antimicrobianos	6	6	sim	sim	sim
Bundles	4	4	sim	sim	sim
Casos Clínicos	2	2	—	—	—
Ciclos Integrados	1	0	—	—	—
Classificacoes	2	2	—	—	—
Credenciais Servicos Externos	1	0	—	—	—

Cadastro	Linhas na tela	Linhas no banco	Criar	Editar	Excluir
Critérios Nhsn	2	2	—	—	—
Dados Risco	1	1	—	—	—
Decisões Sistema	18	18	—	—	—
Escore Cox	1	0	—	—	—
Estimativas Redução Risco	1	0	—	—	—
Faixas Risco	1	0	não	—	—
Logs Auditoria	10	10	—	—	—
Notificações	3	3	—	—	—
Pacientes	3	3	não	—	—
Pacotes Bundle Aplicado	1	0	—	—	—
Painéis Vigilância	1	1	—	—	—
Recomendações	1	1	—	—	—
Registros Auditoria	1	0	—	—	—
Relatórios Vigilância	1	1	—	—	—
Resultados Hemocultura	2	2	—	—	—
Resultados Laboratório Brutos	1	0	—	—	—
Sítios Inserção	3	3	não	—	—
Tokens Acesso	1	0	—	—	—
Trilhas Auditoria	1	0	—	—	—
Usuários	0	1	—	—	—

Antimicrobianos

- cadastro

Novo registro

Nome

Teste relatório 1419

Classe

Teste relatório 1420

Antibiogramas

separe por vírgula

Cancelar

Salvar

Antimicrobianos — formulário preenchido

Antimicrobianos

· cadastro

+ Novo

Buscar...

7 de 7 registro(s)

ID	NOME	CLASSE	AÇÕES		
2362a1fc-beda-11f1-8a9e-cbeb38540001	Teste relatório 1419	Teste relatório 1420	Ver	Editar	Excluir
16d3f533-d655-46e3-a259-22d54fba3ad	Oxacilina	Betalactâmico	Ver	Editar	Excluir
1a97e479-73cc-469d-b6ac-1d24d73b689c	Ceftriaxona	Cefalosporina	Ver	Editar	Excluir
2041d98a-b808-4908-93d7-ce5267faf3e3	Meropenem	Carbapenêmico	Ver	Editar	Excluir
81e625dc-baa0-4317-b395-52344d76d871	Ciprofloxacino	Fluoroquinolona	Ver	Editar	Excluir
c0674117-20b0-4ac0-aae3-799ef144a737	Vancomicina	Glicopeptídeo	Ver	Editar	Excluir
ec5dcbf0-f30c-4c91-9b61-16ed6eb8a183	Gentamicina	Aminoglicosídeo	Ver	Editar	Excluir

Antimicrobianos — depois de salvar

Antimicrobianos

· cadastro

+ Novo

Buscar...

7 de 7 registro(s)

ID	NOME	CLASSE	AÇÕES		
2362a1fc-beda-11f1-8a9e-cbeb38540001	Teste relatório 1419 (editado)	Teste relatório 1420	 Ver	 Editar	 Excluir
16d3f533-d655-46e3-a259-22d54fba3ad	Oxacilina	Betalactâmico	 Ver	 Editar	 Excluir
1a97e479-73cc-469d-b6ac-1d24d73b689c	Ceftriaxona	Cefalosporina	 Ver	 Editar	 Excluir
2041d98a-b808-4908-93d7-ce5267faf3e3	Meropenem	Carbapenêmico	 Ver	 Editar	 Excluir
81e625dc-baa0-4317-b395-52344d76d871	Ciprofloxacino	Fluoroquinolona	 Ver	 Editar	 Excluir
c0674117-20b0-4ac0-aae3-799ef144a737	Vancomicina	Glicopeptídeo	 Ver	 Editar	 Excluir
ec5dcbf0-f30c-4c91-9b61-16ed6eb8a183	Gentamicina	Aminoglicosídeo	 Ver	 Editar	 Excluir

Antimicrobianos — depois de editar

Antimicrobianos

· cadastro

+ Novo

🔍 Buscar...

6 de 6 registro(s)

ID	NOME	CLASSE	AÇÕES		
16d3f533-d655-46e3-a259-22d54fba3ad	Oxacilina	Betalactâmico	 Ver	 Editar	 Excluir
1a97e479-73cc-469d-b6ac-1d24d73b689c	Ceftriaxona	Cefalosporina	 Ver	 Editar	 Excluir
2041d98a-b808-4908-93d7-ce5267faf3e3	Meropenem	Carbapenêmico	 Ver	 Editar	 Excluir
81e625dc-baa0-4317-b395-52344d76d871	Ciprofloxacino	Fluoroquinolona	 Ver	 Editar	 Excluir
c0674117-20b0-4ac0-aae3-799ef144a737	Vancomicina	Glicopeptídeo	 Ver	 Editar	 Excluir
ec5dcbf0-f30c-4c91-9b61-16ed6eb8a183	Gentamicina	Aminoglicosídeo	 Ver	 Editar	 Excluir

Antimicrobianos — depois de excluir

Bundles

- cadastro

Novo registro

Nome

Teste relatório 6766

Indicacao

Teste relatório 6767

Reducao media risco

2

Intervalo confianca

Teste relatório 6769

Ativo

1

Recomendacoes

separe por vírgula

Recomendacoes

separe por vírgula

Pacotes bundle aplicado

separe por vírgula

Cancelar

Salvar

Bundles

· cadastro

+ Novo

Buscar...

5 de 5 registro(s)

ID	NOME	INDICACAO	REDUCAO_MEDIA_RISCO	INTERVALO_CONFIANCA	AÇÕES
2c88b89c-beda-11f1-8a9e-cbeb38540001	Teste relatório 6766	Teste relatório 6767	2	Teste relatório 6769	Ver Editar Excluir
91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001	Teste do relatório	Teste do relatório	3	Teste do relatório	Ver Editar Excluir
43f4a96d-bffd-4c93-ae05-14d0ab290395	Bundle de inserção	Prevenção primária	22	15-29%	Ver Editar Excluir
76c698c7-2d48-445f-9110-ef3d3b5009a9	Bundle de manutenção de cateter	ICSAC confirmada sem multirresistência	35	28-42%	Ver Editar Excluir
c371b3e9-a6fb-4eb8-b6fc-ba30d99f1174	Bundle de precaução de contato + descalonamento	ICSAC confirmada COM multirresistência	48	39-57%	Ver Editar Excluir

Bundles — depois de salvar

Bundles

· cadastro

+ Novo

Buscar...

5 de 5 registro(s)

ID	NOME	INDICACAO	REDUCAO_MEDIA_RISCO	INTERVALO_CONFIANCA	AÇÕES
2c88b89c-beda-11f1-8a9e-cbeb38540001	Teste relatório 6766 (editado)	Teste relatório 6767	2	Teste relatório 6769	Ver Editar Excluir
91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001	Teste do relatório	Teste do relatório	3	Teste do relatório	Ver Editar Excluir
43f4a96d-bffd-4c93-ae05-14d0ab290395	Bundle de inserção	Prevenção primária	22	15-29%	Ver Editar Excluir
76c698c7-2d48-445f-9110-ef3d3b5009a9	Bundle de manutenção de cateter	ICSAC confirmada sem multirresistência	35	28-42%	Ver Editar Excluir
c371b3e9-a6fb-4eb8-b6fc-ba30d99f1174	Bundle de precaução de contato + descalonamento	ICSAC confirmada COM multirresistência	48	39-57%	Ver Editar Excluir

Bundles — depois de editar

Bundles

· cadastro

+ Novo

Buscar...

4 de 4 registro(s)

ID	NOME	INDICACAO	REDUCAO_MEDIA_RISCO	INTERVALO_CONFIANCA	AÇÕES
91757355-bed8-11f1-8a9e-cbeb38540001	Teste do relatório	Teste do relatório	3	Teste do relatório	Ver Editar Excluir
43f4a96d-bffd-4c93-ae05-14d0ab290395	Bundle de inserção	Prevenção primária	22	15–29%	Ver Editar Excluir
76c698c7-2d48-445f-9110-ef3d3b5009a9	Bundle de manutenção de cateter	ICSAC confirmada sem multirresistência	35	28–42%	Ver Editar Excluir
c371b3e9-a6fb-4eb8-b6fc-ba30d99f1174	Bundle de precaução de contato + descalonamento	ICSAC confirmada COM multirresistência	48	39–57%	Ver Editar Excluir

Bundles — depois de excluir

Faixas Risco

- cadastro

Novo registro

Nome

Teste relatório 2108

Escores cox

separe por vírgula

Cancelar

Salvar

Faixas Risco

· cadastro

+ Novo

 Buscar...

0 de 0 registro(s)

ID

NOME

AÇÕES

Nenhum registro. Clique em "+ Novo".

Faixas Risco — depois de salvar

Pacientes

- cadastro

Novo registro

Nome

Teste relatório 141

Data nascimento

03/10/2026



Sexo

Teste relatório 143

Numero prontuário

Teste relatório 143

Medico responsavel id

7a3dfb4f-9a73-4c82-b859-01388437237f

Uuid anonimo

Teste relatório 144

Casos clinicos

separe por vírgula

Relatorios vigilancia

separe por vírgula

Cancelar

Salvar

Pacientes

· cadastro

+ Novo

Buscar...

3 de 3 registro(s)

ID	NOME	DATA_NASCIMENTO	SEXO	NUMERO_PRONTUARIO	AÇÕES		
a0750f81-bafc-11f1-8a9e-cbeb38540001	Paciente de Demonstracao	1980-05-10	M	PR-DEMO-001	 Ver	 Editar	 Excluir
5c15627e-8f45-42a4-8700-24fc1d8b9715	Joaquim Ferreira Lima	1958-04-12	M	PR-2026-0481	 Ver	 Editar	 Excluir
828c73f1-4f23-40bf-a2f9-a89a705372f6	Terezinha Alves Moraes	1971-11-03	F	PR-2026-0522	 Ver	 Editar	 Excluir

Pacientes — depois de salvar

Sítios Insercao

- cadastro

Novo registro

Nome

Teste relatório 8201

Dados risco

separe por vírgula

Cancelar

Salvar

- cadastro

+ Nov

 Buscar...

3 de 3 registro(s)

ID	NOME	AÇÕES
09c0fe3b-e36e-421d-8f5f-fa628f6805ca	subclavia	<button> Ver</button> <button> Editar</button> <button> Excluir</button>
98253e21-a69a-455c-9ca0-c3d645fc50f0	femoral	<button> Ver</button> <button> Editar</button> <button> Excluir</button>
bc8800ce-e766-480b-b4fe-5a1f7d3a7f0a	jugular_interna	<button> Ver</button> <button> Editar</button> <button> Excluir</button>

Sitios Insercao — depois de salvar

O mesmo caso clínico passou pelas cinco telas de agente, na ordem do fluxo clínico. Em cada uma: a tela com o caso escolhido e o botão em destaque, e a resposta do agente.

UC-008 — Tradução do resultado do laboratório (13 s)

Aproveitável: sim. *Staphylococcus aureus*, hemocultura, 6 antimicrobianos com classe e resultado (oxacilina, ceftriaxona, ciprofloxacino e gentamicina resistentes; meropenem intermediário; vancomicina sensível).

Tradução do Resultado do Laboratório

TERMOS TRADUZIDOS

TERMOS NÃO MAPEADOS

APROVEITÁVEIS

SEM VALOR CLÍNICO

Resultado bruto —

Interpretação do agente —

Termo não mapeado —

Resultado pendente —

Resultado com erro —

Falha de leitura —

Falha na execução do agente —

Nenhum registro para exibir.

Antimicrobiano (vocabulário do hospital)

Selecione...

Resultado de sensibilidade

Selecione...

Justificativa do agente

Caso clínico

2026-09-21 · ativo

Critério NHSN aplicado

Selecione...

Resultado da classificação

Selecione...

Assinado por

Selecione...

Data da decisão

dd/mm/yyyy



Sem dados para o período — execute a consulta.

Traduzir

versao prompt

classificador_clinico_icsac/traduzir_resultado_laboratorio/v1

id caso

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

ip origem

127.0.0.1

▼ ver resposta completa

```
{
  "aproveitavel": true,
  "resultado_traduzido": {
    "microrganismo": "Staphylococcus aureus",
    "origem": "hemocultura",
    "antibiograma": [
      {
        "antimicrobiano": "Oxacilina",
        "classe": "Betalaetâmico",
        "resultado": "resistente"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Ceftriaxona",
        "classe": "Cefalosporina",
        "resultado": "resistente"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Meropenem",
        "classe": "Carbapenêmico",
        "resultado": "intermediario"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Ciprofloxacino",
        "classe": "Fluoroquinolona",
        "resultado": "resistente"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Vancomicina",
        "classe": "Glicopeptideo",
        "resultado": "sensivel"
      },
      {
        "antimicrobiano": "Gentamicina",
        "classe": "Aminoglicosideo",
        "resultado": "resistente"
      }
    ]
  },
  "termos_nao_mapeados": [],
  "justificativa": "Resultado recuperado do banco (schema biobyte) para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684: resultados_hemocultura.id = 815c548c-454c",
  "motivo_nao_aproveitavel": null,
  "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac/traduzir_resultado_laboratorio/v1",
  "registro_decisao": {
    "registrado": true,
    "tabela": "decisoessistema",
    "id": "b0451143-bed9-11f1-8a0e-cbeb38540001"
  },
  "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "ip_origem": "127.0.0.1"
}
```

Informações complementares

Aproveitável
true

UC-008 — a

resposta do agente

UC-009 — Classificação pelo critério NHSN (13 s)

Pendente. "Não foi possível classificar... porque os insumos obrigatórios para a decisão não estão disponíveis: data_inicio_caso não foi informada... criterios_candidatos não foi fornecido."

Classificação do Caso pelo Critério NHSN

CLASSIFICAÇÕES NO MÊS

CONFIRMADAS

PENDENTES

SOBRESCRITAS PELO MÉDICO

Microrganismo —

Versão do critério —

Data da decisão —

Status do agente —

Vigência aplicada —

Dados insuficientes —

Critério inexistente —

Microbiologia incompleta —

Falha na execução —

Classificações por resultado

Sem dados para o período — execute a consulta.

Caso

2026-09-21 · ativo

Nenhum registro para exibir.

Critério aplicado

Selecione...

☐ Classificação proposta pelo agente de IA

Assinado por

Selecione...

☐ Sobrescrever classificação do sistema

Justificativa da sobrescrita

Resultado recuperado do banco (schema biobyte) para o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684: resultados_hemocultura.id = 815c548c-4542-

Rastreabilidade da classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Classificar pelo critério

Rastreabilidade da classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Classificar pelo critério

classificacao

pendente

versao prompt

classificador_clinico_icsac/classificar_caso_nhsn/v1

aproveitavel

true

id caso

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

ip origem

127.0.0.1

▼ ver resposta completa

```
{
  "classificacao": "pendente",
  "critério_aplicado": null,
  "critério_id": null,
  "versao_critério": null,
  "justificativa": "Não foi possível classificar o caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 como ICSAC (infecção de corrente sanguínea associada a cateter) ;",
  "evidencia": {
    "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
    "data_inicio_caso": null,
    "critérios_candidatos": [],
    "aproveitavel": true,
    "resultado_traduzido": {
      "microrganismo": "Staphylococcus aureus",
      "origem": "hemocultura",
      "antibiograma": [
        {
          "antimicrobiano": "Oxacilina",
          "classe": "Betalactâmico",
          "resultado": "resistente"
        },
        {
          "antimicrobiano": "Ceftriaxona",
          "classe": "Cefalosporina",
          "resultado": "resistente"
        },
        {
          "antimicrobiano": "Meropenem",
          "classe": "Carbapenêmico",
          "resultado": "intermediário"
        },
        {
          "antimicrobiano": "Ciprofloxacino",
          "classe": "Fluoroquinolona",
          "resultado": "resistente"
        },
        {
          "antimicrobiano": "Vancomicina",
          "classe": "Glicopeptídeo",
          "resultado": "sensível"
        },
        {
          "antimicrobiano": "Gentamicina",
          "classe": "Aminoglicosídeo",
          "resultado": "resistente"
        }
      ]
    },
    "termos_nao_mapeados": [],
    "resultado_hemocultura": {
      "id": "815c548c-4542-4b9f-af87-cdff73287aa7",
      "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
      "situacao": "disponível",
      "identificador_amostra": "HC-2026-1187",
      "origem": "hemocultura",
    }
  }
}
```

UC-009 — a

resposta do agente

UC-011 — Multirresistência no antibiograma (9 s)

Multirresistente: sim — 4 classes (cefalosporina, betalactâmico, fluoroquinolona, aminoglicosídeo). O carbapenêmico, intermediário, não conta.

Detalhe do Caso Clínico — Multirresistência

ANTIMICROBIANOS TESTADOS

CLASSES AVALIADAS

CLASSES RESISTENTES

PERCENTUAL DE RESISTÊNCIA

Identificador da amostra	—
Microrganismo	—
Origem do resultado	127.0.0.1
Situação do resultado	—
Importado em	—
Mensagem de erro do laboratório	—
Avaliando multirresistência...	—
Classes resistentes identificadas	—
Aviso — sem antibiograma	—
Aviso — classe ausente	—
Erro — falha do agente	—
Aviso — resultado pendente	—
Erro — cadastro no laboratório	—
Aviso — antibiograma vazio	—
Regra de contagem — Intermediário	—
Regra de contagem — menos de 3 classes	—

Importar antibiograma do laboratório

Clique para escolher o arquivo

Prévia do arquivo importado

—

Resistência por classe de antimicrobiano

Sem dados para o período — execute a consulta.

Nenhum registro para exibir.

Nenhum registro para exibir.

Identificar multirresistência

contagem classes resistentes

4

justificativa

Antibiograma do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 (Staphylococcus aureus, hemocultura HC-2026-1187, situacao='disponivel') recuperado do banco (schema biobyte) via join resultados_hemocultura -- antibiogramas -- antimicrobianos. Foram avaliados 6 antimicrobianos, todos com classe informada e sem nomes repetidos (nenhuma deduplicação necessária). Agrupando por CLASSE DISTINTA (não por antimicrobiano, conforme BR-009): Cefalosporina (Ceftriaxona = resistente) -- resistente; Betalactâmico (Oxacilina = resistente) -- resistente; Carbapenêmico (Meropenem = intermediário) -- NÃO contabilizado, pois 'intermediário' não conta como resistência; Fluoroquinolona (Ciprofloxacino = resistente) -- resistente; Glicopeptídeo (Vancomicina = sensível) -- não resistente; Aminoglicosídeo (Gentamicina = resistente) -- resistente. Total de classes resistentes = 4 (Cefalosporina, Betalactâmico, Fluoroquinolona, Aminoglicosídeo). Como 4 >= 3, o microrganismo é classificado como MULTIRRESISTENTE pela regra de três ou mais classes distintas resistentes. Não houve classe repetida com resultados divergentes; ainda assim, registra-se que, se houvesse, a classe seria contada como resistente por ter qualquer representante resistente. Observação de escopo: esta tarefa avalia exclusivamente a multirresistência do germe; a classificação NHSN/ICSAC do caso permanece 'pendente' por insuficiência de dados (data_inicio_caso e criterios_candidatos ausentes), conforme justificativa do estágio anterior — aproveitabilidade microbiológica não equivale a suficiência para classificar o caso. Nenhuma persistência foi realizada (apenas leitura).

versao prompt

classificador_clinico_icsac/classificar_caso_nhsn/v1

aproveitavel

true

caso id

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

id caso

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

ip origem

127.0.0.1

classificacao

pendente

▼ ver resposta completa

```
{
  "multirresistente": true,
  "classes_resistentes": [
    "cefalosporina",
    "betalactamico",
    "fluoroquinolona",
    "aminoglicosideo"
  ],
  "contagem_classes_resistentes": 4,
  "justificativa": "Antibiograma do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 (Staphylococcus aureus, hemocultura HC-2026-1187, situacao='disponivel') recuperado do banco (schema biobyte) via join resultados_hemocultura -- antibiogramas -- antimicrobianos. Foram avaliados 6 antimicrobianos, todos com classe informada e sem nomes repetidos (nenhuma deduplicação necessária). Agrupando por CLASSE DISTINTA (não por antimicrobiano, conforme BR-009): Cefalosporina (Ceftriaxona = resistente) -- resistente; Betalactâmico (Oxacilina = resistente) -- resistente; Carbapenêmico (Meropenem = intermediário) -- NÃO contabilizado, pois 'intermediário' não conta como resistência; Fluoroquinolona (Ciprofloxacino = resistente) -- resistente; Glicopeptídeo (Vancomicina = sensível) -- não resistente; Aminoglicosídeo (Gentamicina = resistente) -- resistente. Total de classes resistentes = 4 (Cefalosporina, Betalactâmico, Fluoroquinolona, Aminoglicosídeo). Como 4 >= 3, o microrganismo é classificado como MULTIRRESISTENTE pela regra de três ou mais classes distintas resistentes. Não houve classe repetida com resultados divergentes; ainda assim, registra-se que, se houvesse, a classe seria contada como resistente por ter qualquer representante resistente. Observação de escopo: esta tarefa avalia exclusivamente a multirresistência do germe; a classificação NHSN/ICSAC do caso permanece 'pendente' por insuficiência de dados (data_inicio_caso e criterios_candidatos ausentes), conforme justificativa do estágio anterior — aproveitabilidade microbiológica não equivale a suficiência para classificar o caso. Nenhuma persistência foi realizada (apenas leitura).",
  "versao_prompt": "classificador_clinico_icsac/classificar_caso_nhsn/v1",
  "registro_decisao": {
    "registrado": true,
    "tabela": "decisoessistema",
    "id": "ca8c2457-bcd9-11f1-8a9e-cbeb38540001"
  },
  "aproveitavel": true,
  "caso_id": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "id_caso": "dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684",
  "ip_origem": "127.0.0.1",
  "classificacao": "pendente"
}
```

Informações complementares

Multirresistente
true

UC-011 — a

resposta do agente

UC-015 — Recomendação de bundle (9 s)

Insuficiente. Reconhece o germe multirresistente e o bundle compatível, mas "recomendação disponível apenas para caso confirmado".

Recomendação de Tratamento

UC-015 • executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE aproveitavel: true... justificativa: Antibiog... versao_prompt: classifi... caso_id: dd1e2d13... id_caso: dd1e2d13...
ip_origem: 127.0.0.0... classificacao: pendente... multirresistente: true... contagem_classe_resistentes: 4... [Encerrar / novo atendimento](#)

Bundles cadastrados compatíveis

Sem registros para exibir.

Bundle Recomendado

Selecione...

Justificativa

Antibiograma do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

Bundle escolhido

Selecione...

Decisão do Agente

Indicação

Redução Média de Risco

Dispara o agente recommend_bundle_with_justification

Recomendação de Tratamento

UC-015 · executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE aproveitavel: true... justificativa: A classifi... versao_prompt: classifi... caso_id: dd1e2d13... id_caso: dd1e2d13... ip_origem: Encerrar / 127.0.0.1... classificacao: pendente... multirresistente: true... contagem_classes_resistentes: 4... decisao: insufici... cita_nhsn: true... cita_multirresistencia: true... motivo_insuficiencia: Recomend... [Encerrar / novo atendimento](#)

Bundles cadastrados compatíveis

Sem registros para exibir.

Bundle Recomendado

Selecione...

Justificativa

Antibiograma do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

Bundle escolhido

Selecione...

Decisão do Agente

Indicação

Redução Média de Risco

Dispara o agente recommend_bundle_with_justification

Resultado

decisao	insuficiente
cita_nhsn	true
cita_multirresistencia	true
motivo_insuficiencia	Recomendação disponível apenas para caso confirmado
versao_prompt	classificador_clinico_icsac/recomendar_bundle/v1
aproveitavel	true
caso_id	dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684
id_caso	dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684
ip_origem	127.0.0.1
classificacao	pendente
multirresistente	true
contagem_classes_resistentes	4

▼ ver resposta completa

```
{
  "decisao": "insuficiente",
  "bundle_recomendado_id": null,
  "bundle_recomendado_nome": null,
  "justificativa": "A classificação NHSN do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 está 'pendente' (não confirmada). por insuficiência de dados
```

UC-015 — a

resposta do agente

UC-013 — Texto do alerta para a equipe (13 s)

Alerta redigido: "ATENÇÃO — BACTÉRIA MULTIRRESISTENTE IDENTIFICADA NO EXAME DE SANGUE...", com o que houve, por que importa para o paciente com cateter e as precauções de contato.

Alerta de Multirresistência

Microrganismo	—
Origem da Amostra	—
Aberto em	—
Critério e versão da decisão	—
Regra de multirresistência	—
Aviso — dados insuficientes (A1)	—
Erro — redação não concluída (E1)	—
Erro — laboratório pendente (E2)	—
Erro — texto incompleto (E3)	—
Confirmação de gravação	—

Tipo do Alerta

Selecione...



Gravidade

Selecione...



Situação

Selecione...



Laudo do Antibiógrama

Clique para escolher o arquivo

Prévia do conteúdo importado

—

Nenhum registro para exibir.

Trilha de Auditoria

Nenhum evento registrado ainda.

Redigir Alerta

Informações complementares

Texto do Alerta

UC-013 — a entrada

Trilha de Auditoria

Nenhum evento registrado ainda.

Redigir Alerta

texto alerta

ATENÇÃO — BACTÉRIA MULTIRRESISTENTE IDENTIFICADA NO EXAME DE SANGUE O que houve: o laboratório identificou no exame de sangue (hemocultura HC-2026-1187) a bactéria *Staphylococcus aureus*. O teste de sensibilidade aos antibióticos (antibiograma) mostrou que essa bactéria é resistente a vários antibióticos diferentes ao mesmo tempo — ou seja, é uma bactéria multirresistente (também chamada de germe MR). Por que isso importa para o paciente: o paciente está com cateter venoso central (acesso venoso profundo). Bactéria multirresistente na corrente sanguínea pode se fixar no cateter e causar infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter, que é grave e de tratamento mais difícil, porque muitas das opções habituais de antibiótico não funcionam contra esse germe. Por isso, as medidas de precaução de contato (higiene das mãos, luvas e avental ao manipular o paciente) e o cuidado rigoroso com o cateter (revisão diária da necessidade de manutenção, técnica asséptica na manipulação, vigilância do sítio de inserção) devem ser reforçados imediatamente. O que fazer agora: manter as precauções de contato, comunicar a equipe médica para revisão do esquema de antibióticos com base no antibiograma e reforçar os cuidados com o cateter venoso central. Não alterar antibiótico por conta própria — a conduta é médica. Observação importante: a classificação do caso pelos critérios de vigilância (NHSN) está **PENDENTE**, por falta de dados (data de início do caso e critérios candidatos não informados). Portanto, este alerta descreve o achado microbiológico e o risco associado; ele **NÃO** confirma que o caso seja uma infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter pelos critérios de vigilância.

completo

true

motivo insuficiencia

Recomendação disponível apenas para caso confirmado

versao prompt

classificador_clinico_icsac/redigir_alerta_multirresistencia/v1

aproveitavel

true

justificativa

A classificação NHSN do caso dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684 está 'pendente' (não confirmada), por insuficiência de dados (data_inicio_caso e criterios_candidatos ausentes), conforme o estágio de classificação. Quanto à multirresistência, o germe *Staphylococcus aureus* (hemocultura HC-2026-1187) foi avaliado como **MULTIRRESISTENTE**, com 4 classes distintas resistentes (Cefalosporina, Betalactâmico, Fluoroquinolona, Aminoglicosídeo), pela regra de três ou mais classes (BR-009). Apesar de existir bundle cadastrado e ativo compatível com a situação de multirresistência ('Bundle de precaução de contato + descalonamento', indicado para ICSAC confirmada COM multirresistência), a recomendação exige caso NHSN **CONFIRMADO**; como o resultado do NHSN é 'pendente', não há base para recomendar bundle.

caso id

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

id caso

dd1e2d13-a233-436c-83c6-6cb9a4626684

ip origem

127.0.0.1

classificacao

pendente

multirresistente

true

contagem classes resistentes

4

decisao

insuficiente

cita nhsn

true

cita multirresistencia

true

▼ ver resposta completa

```
{
  "texto_alerta": "ATENÇÃO – BACTÉRIA MULTIRRESISTENTE IDENTIFICADA NO EXAME DE SANGUE\n\nO que houve: o laboratório identificou no exame de sangue (hemocultu",
  "fundamentacao": {
    "criterio": "Classificação NHSN do caso – pendente por insuficiência de dados (data_inicio_caso e criterios_candidatos ausentes); nenhum critério NHSN foi",
    "versao": "Não aplicável – classificação pendente, sem versão de critério vigente à época fixada",
    "multirresistencia": "Staphylococcus aureus (hemocultura HC-2026-1187, origem: hemocultura) avaliado como MULTIRRESISTENTE, com 4 classes distintas de ant",
  },
  "completo": true,
  "motivo_insuficiencia": "Recomendação disponível apenas para caso confirmado",
  "motivo_multirresistencia": "Recomendação disponível apenas para caso confirmado",
}
```

UC-013 — a

resposta do agente

6. Requisitos

O documento de requisitos tem **99 requisitos funcionais**, e **todos os 99** são citados por algum caso de uso da Especificação v2: a cadeia requisito → caso de uso está completa. Na matriz de rastreabilidade do código gerado, **22** chegam a uma tarefa de agente e a uma tela. Os outros **77** são de natureza convencional (login, cadastro, auditoria, painel, relatório, backup, segurança) e aparecem como "sem cobertura de tarefa" porque essa matriz só liga requisitos a tarefas de agente. Na prática, são exatamente esses os que ficaram com "ação sem executor" nas telas.

	Requisitos
Funcionais no documento de requisitos	99
Citados por algum caso de uso	99
Ligados a tarefa de agente e tela no código	22
Convencionais, sem executor no código	77

7. Defeitos encontrados, por gravidade

Todos são defeitos do **gerador** (a fábrica), não deste projeto: corrigidos no LangNet, valem para toda aplicação gerada.

#	Gravidade	Defeito	Onde aparece
1	Alta	Não há autenticação: o aplicativo abre sem login, e o botão "Entrar" não está ligado a nada	UC-001
2	Alta	O lado convencional não tem executor: a ação principal de 20 telas responde "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema"	UC-001 a 003, 006, 007, 010, 012, 018 a 030
3	Alta	Falha calada no cadastro: o servidor devolve sucesso com o erro do banco dentro, e a tela volta à lista sem avisar	Pacientes, Sítios de inserção, Faixas de risco
4	Alta	O resumo da senha chega ao navegador na listagem de usuários (contraria FR-066)	Usuarios
5	Alta	A classificação NHSN não recebe critérios nem data de início do caso: fica "pendente" e trava recomendação e escolha de bundle	UC-009 → UC-015, UC-017
6	Média	Três telas convencionais geradas como tela de agente, com o único botão sempre desabilitado	UC-004, UC-005, UC-014
7	Média	Campo de vínculo como texto livre (o médico responsável pede o identificador interno) e lista fechada como texto livre (sítio de inserção, faixa de risco)	Pacientes, Sítios de inserção, Faixas de risco
8	Média	O vocabulário do hospital não existe: a busca vetorial que a tradução usa não tem tabela configurada, e a tradução às vezes recusa por isso	UC-008
9	Média	Resultado do agente instável entre execuções: a mesma tradução, com o mesmo caso, aceitou numa rodada e recusou em outra	UC-008
10	Média	Tela de multirresistência sem seletor de caso: só funciona vindo das telas anteriores	UC-011
11	Baixa	Mensagens de exceção desenhadas como linhas de dados ("Este e-mail já está cadastrado. —")	Usuários e outras telas de painel
12	Baixa	Nome do botão diferente da especificação ("Identificar" × "Avaliar multirresistência")	UC-011
13	Baixa	A lista de usuários mostra 0 com 1 usuário no banco	Usuarios

8. Conclusão

O BioByte v5 entrega o que tem de mais difícil: **as decisões clínicas por agente funcionam**, com a regra certa, justificativa, recusa honesta quando falta dado e registro de cada decisão no banco. O que falta é o que é mais simples e o que o usuário vê primeiro: login, as ações das telas convencionais e as mensagens de erro. A ordem de correção no gerador que este teste indica é:

1. o executor do lado convencional (defeito 2), que destrava 20 telas de uma vez;
2. a autenticação (1) e a senha fora do navegador (4);
3. a falha calada (3);
4. a entrada da classificação NHSN (5), que destrava a cadeia clínica inteira até a recomendação;
5. os campos de vínculo e de lista fechada como seletor (7).